



GRIP-LOK™

Système de fixation sans suture pour CVC/PICC

EN BREF

- améliore la stabilisation du cathéter lors des déplacements accidentels des lignes de perfusion
- application, surveillance et ajustement simples
- conception souple et flexible pour un plus grand confort du patient
- hypo-allergénique
- respirant et sans latex pour réduire le risque de réactions allergiques et d'irritations cutanées
- point de ponction visible
- 1 seule taille qui convient pour toutes les applications
- pour adultes et enfants

FIXATION SÛRE ET SIMPLE

Grip-Lok™ est l'un des éléments du concept global de management des CVC/PICC développé pour Teleflex pour la gestion du risque infectieux lié au cathétérisme.

GripLok™ est un système de fixation sans suture qui permet de maintenir efficacement le cathéter en place, quelle que soit la voie d'abord, et qui s'adapte à tout type de patient. La partie mousse prédécoupée en forme d'embase facilite la mise en place du cathéter et assure une fixation et une stabilisation parfaites.



Fixation sans suture



La partie mousse prédécoupée en forme d'embase assure une fixation et une stabilisation parfaites



La partie mousse prédécoupée en forme d'embase est également adaptée aux ailettes de fixation complémentaires du cathéter

MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE FIXATION SANS SUTURE UNIVERSEL GRIP-LOK™



Préparer la peau conformément au protocole en vigueur dans l'établissement.

- ① Ouvrir le rabat supérieur et faire glisser le Grip-Lok sous l'embase du cathéter. Positionner les ailettes et l'embase sur la partie adhésive prévue à cet effet.
- ② Retirer le film protecteur du dessus et refermer le rabat en appuyant légèrement.
- ③ Soulever et retirer le film protecteur d'un côté tout en maintenant le Grip-Lok en place. Faire de même avec l'autre côté du film protecteur et coller à la peau.
- ④ La partie autoagrippante du rabat est repositionnable permettant ainsi d'inspecter et d'ajuster le cathéter.

Après la mise en place du Grip-Lok, finir le pansement selon le protocole en vigueur. Changement du pansement adhésif transparent par la technique de l'étirement.

Les informations relatives à la mise en place de Grip-Lok ne se substituent en aucun cas à la notice d'utilisation du produit.

Grip-Lok est une marque déposée de Zefon International.

GRIP-LOK®

RÉF.	DESIGNATION	QTÉ
3303MCS-TA-1	Système de fixation sans suture, avec empreintes, pour cathéter ARROW CVC/PICC	50
3300MW-TA-3	Système de fixation universel, sans suture pour cathéter CVC / PICC	50



Grip-Lok avec empreintes

Grip-Lok Universel

Pour visualiser la vidéo de démonstration Grip-Lok visitez le site www.zefon.com

Ce document est à destination des professionnels de santé. Veuillez vous référer très attentivement à la notice d'utilisation pour les recommandations. Vérifier l'intégrité de l'emballage avant usage. Classe du Dispositif Médical : I – stérile
Organisme notifié : BSI – CE 0086
Fabricant du DM : ZEFON International - Etats-Unis.