



GRIP-LOK®

Sistema di fissaggio libero da punti di sutura per cateteri CVC/PICC ARROW

IN SINTESI

- sicuro
- di facile applicazione
- ipoallergenico
- traspirante e privo di lattice per ridurre il rischio di reazioni allergiche e irritazioni cutanee

FISSAGGIO SEMPLICE E SICURO

Grip-Lok è un sistema di nuova concezione sviluppato per Teleflex per la gestione del rischio di infezione associato all'uso di CVC e PICC.

Grip-Lok è un sistema di fissaggio libero da punti di sutura per la stabilizzazione sicura del catetere che, indipendentemente dall'accesso, è idoneo per l'uso con qualsiasi tipo di paziente. Il dispositivo morbido, pretagliato e con una speciale sagomatura, facilita il posizionamento del catetere garantendone un fissaggio e una stabilità perfetti.

- morbido e flessibile per un maggiore comfort del paziente
- maggiore stabilità del catetere nel caso di distensione accidentale verticale o orizzontale della linea di infusione
- facile da applicare, controllare e regolare



Fissaggio Grip-Lok libero da punti di sutura



Il dispositivo morbido, pretagliato e con una speciale sagomatura, garantisce un fissaggio e una stabilità perfetti



Il dispositivo morbido, pretagliato e con una speciale sagomatura si adatta perfettamente anche alle alette di fissaggio supplementari del catetere

**POSIZIONAMENTO DI GRIP-LOK™, IL SISTEMA LIBERO DA PUNTI DI SUTURA
PER I CATETERI CVC/PICC ARROW**



Nonostante le informazioni date sull'applicazione del sistema Grip-Lok si consiglia sempre una lettura accurata delle istruzioni per l'uso.

GRIP-LOK®		
CODICE	DESCRIZIONE	QTÀ
3303MCS-TA-1	sistema di fissaggio libero da punti di sutura per cateteri CVC/ PICC ARROW	50

Per visualizzare un video dimostrativo sull'uso del sistema Grip-Lok visitare il sito www.zefon.com



Preparare la cute conformemente alle pratiche consolidate.

Per una migliore adesione potrebbe essere necessaria una speciale preparazione o rasatura.

- ① Aprire il lembo superiore e far scivolare il sistema Grip-Lok sotto le alette del catetere. Posizionare le alette nella zona dell'adesivo appositamente sagomata e premere delicatamente.
- ② Sollevare e rimuovere la pellicola di copertura da un lato tenendo fermo il sistema Grip-Lok. Ripetere l'operazione dall'altro lato della pellicola.
- ③ Sollevare e rimuovere la pellicola di copertura del lembo per esporre l'adesivo.
- ④ Richiudere il lembo sulle alette del catetere e premere sull'adesivo. La parte autoadesiva del lembo è riposizionabile consentendo di controllare e regolare il catetere.

Dopo avere fissato il sistema Grip-Lok, completare la medicazione conformemente alle pratiche consolidate. Sostituire la medicazione adesiva trasparente con tecnica di stiramento.

Grip-Lok è un marchio commerciale di Zefon International.

DISTRIBUITO DA:

SEDE TELEFLEX MEDICAL EMEA, IRLANDA · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business Park · Athlone Co Westmeath
Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com

ITALIA Tel. +39 (0) 362 589 11 · info.it@teleflex.com

WWW.TELEFLEX.COM

94 10 93 - 00 00 04 · REV A - 05 11 02 · Dati aggiornati al momento della stampa. Soggetti a modifiche tecniche senza ulteriore preavviso.

teleflex