

Arrow

Tecnologia Chlorag<sup>+</sup>ard

Recomendações para a técnica de aplicação do penso

## Recomendações para a técnica de aplicação sobre e sob o penso

Para doentes com INR elevado (>3), baixo nível de plaquetas (<100) e/ou uma perfusão de heparina normal contínua, considere a aplicação sobre e sob o penso.

## ① Manter compressão digital.

- Após a inserção do cateter, aplique compressão digital com uma gaze de 5 x 5 cm sobre o local de inserção durante dois minutos.
- Lembre-se: Se espreitar, pode haver vazamento.

## ② Fixar

- Aplicando compressão digital, coloque um Conector Ajustável SecondSite (se necessário).
- Encaixe o conector do cateter no dispositivo de fixação e aplique um BioPatch (caso seja utilizado) no PICC.
- Limite a movimentação e a manipulação do PICC uma vez que a hemostase for obtida.

## ③ Aplicar curativo compressivo

- Sobreponha duas gazes de 5 x 5 cm, dobre-as ao meio e a seguir volte a dobrá-las.
- Coloque as gazes de 5 x 5 cm dobradas sobre o BioPatch no local de inserção e fixe com Steri-Strips ou fita adesiva estéril.
- Aplique o penso transparente.
- Sobreponha duas gazes de 5 x 5 cm, dobre-as ao meio e a seguir volte a dobrá-las.
- Coloque as gazes de 5 x 5 cm dobradas sobre o penso transparente, no local de inserção.
- Fixe com fita adesiva em forma de cruz.
- Após 24 horas, remova a fita adesiva em cruz e a gaze, inspecione o penso e mude-o de acordo com o protocolo hospitalar.



①



②



③

Para obter os detalhes do produto, consulte as instruções de utilização do fabricante.

**Atenção:** Evite usar material de penso elástico com menos de 5 cm. de largura, passível de criar um efeito de torniquete. O penso compressivo não deve inibir o fluxo sanguíneo arterial. Confirme a perfusão tecidual adequada distal ao penso em intervalos estabelecidos, avaliando qualquer compromisso venoso.

Arrow

# Tecnologia Chlorag<sup>+</sup>ard

## Recomendações para a técnica de aplicação do penso

### Recomendações para a técnica de aplicação sobre o penso

Devido à tecnologia verdadeiramente antitrombogénica Chlorag<sup>+</sup>ard, pode ocorrer um sudado temporário no local de inserção. Nestes casos, considere a utilização da técnica sobre o penso.

#### ① Manter compressão digital

- Após a inserção do cateter, aplique compressão digital com uma gaze de 5 x 5 cm sobre o local de inserção durante dois minutos.
- Lembre-se: Se espreitar, pode haver vazamento.

#### ② Fixar

- Aplicando compressão digital, coloque um Conetor Ajustável SecondSite (se necessário).
- Encaixe o conetor do cateter no dispositivo de fixação e aplique um BioPatch (caso seja utilizado) no PICC.
- Limite a movimentação e a manipulação do PICC uma vez que a hemostase for obtida.

#### ③ Aplicar curativo compressivo

- Aplique o penso transparente.
- Sobreponha duas gazes de 5 x 5 cm, dobre-as ao meio e a seguir volte a dobrá-las.
- Coloque as gazes de 5 x 5 cm dobradas sobre o penso transparente, no local de inserção.
- Fixe com fita adesiva em forma de cruz.
- Após 24 horas, remova a fita adesiva em cruz e a gaze, inspecione o penso e mude-o de acordo com o protocolo hospitalar.



①



②



③

Para obter os detalhes do produto, consulte as instruções de utilização do fabricante.

**Atenção:** Evite usar material de penso elástico com menos de 5 cm. de largura, passível de criar um efeito de torniquete. O penso compressivo não deve inibir o fluxo sanguíneo arterial. Confirme a perfusão tecidual adequada distal ao penso em intervalos estabelecidos, avaliando qualquer compromisso venoso.

94 11 41 - 00 00 05 - REV A - 09 16 01 - BioPatch é uma marca comercial registada da Johnson & Johnson. Steri-Strip é uma marca comercial da 3M. Teleflex, o logótipo da Teleflex, Arrow, Chlorag<sup>+</sup>ard e SecondSite são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Teleflex Incorporated ou das suas filiais, registadas nos EUA e/ou noutros países. A informação patente do presente documento não substitui as Instruções de Utilização do produto. Os produtos contidos neste catálogo poderão não estar disponíveis em todos os países. Contacte o seu representante local. Todos os dados são atuais na altura da impressão (08/2016). Sujeito a alterações técnicas sem aviso prévio. © 2016 Teleflex Incorporated. Todos os direitos reservados.