

THIẾT BỊ PHUN SƯƠNG MÀNG NHẦY TRONG MŨI

CHỈ ĐỊNH: Để phun sương dung dịch tại chỗ trên màng nhầy mũi và miệng-hầu.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

1. Rút thiết bị MAD Nasal™ khỏi ống tiêm đi kèm (chỉ MAD100, MAD110).
2. Bơm thể tích dung dịch mong muốn vào ống tiêm và đẩy hết phần không khí còn lại.
3. Nối thiết bị MAD Nasal với ống tiêm.
4. Đặt đầu mũi của thiết bị MAD Nasal vào lỗ mũi hoặc khoang miệng-hầu.
5. Nén pít-tông ống tiêm để phun dung dịch dạng sương vào lỗ mũi hoặc khoang miệng-hầu.
6. Lặp lại ở lỗ mũi còn lại nếu được chỉ định.

CẢNH BÁO: Sử dụng cho một bệnh nhân: Sử dụng sản phẩm được chỉ định dùng cho một bệnh nhân trên nhiều bệnh nhân sẽ tiềm ẩn nguy cơ tổn thương và/hoặc nhiễm trùng nặng, có thể dẫn đến tử vong. Việc tái xử lý các thiết bị y tế được chỉ định chỉ sử dụng trên một bệnh nhân có thể làm giảm hiệu quả hoặc không có tác dụng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:	
KÍCH CỠ HẠT ĐIỂN HÌNH	14-70 micron.
KHOẢNG CHẾT CỦA HỆ THỐNG	MAD100 = 0,15mL MAD110 = 0,15mL MAD300 = 0,06mL
ĐƯỜNG KÍNH ĐẦU TÍP	0,17 inch (4,3 mm)
CHIỀU DÀI BỘ PHẬN TÁC DỤNG	1,69 inch (4,3cm)
ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA ỐNG TIÊM (MAD100 & MAD110)	+/- 5%

Dùng với các loại thuốc được phê chuẩn dùng cho mũi

MAD Nasal là thương hiệu đã đăng ký của Teleflex Incorporated hoặc các công ty liên kết của hãng.



Không sử dụng nếu bao bì đã bị hư hại.



Không sử dụng cho nhiều bệnh nhân (Chỉ sử dụng cho một bệnh nhân).

Không làm từ mủ cao su tự nhiên.

3015 Carrington Mill Blvd., Morrisville, NC 27560 USA
USA: (866) 246 6990 • International: +1 919 544 8000
www.teleflex.com/IFU/

EU Authorized Representative and Importer:

Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park Dublin
Rd., Athlone, Co. Westmeath, Ireland