

Ống thông tiểu Foley RÜSCH với túi dẫn lưu nước tiểu được nối sẵn và ống tiêm bơm sẵn vi

Hướng dẫn sử dụng



Teleflex®

**Ống thông tiểu Foley RÜSCH với túi thoát nước tiểu được nối sẵn và ống tiêm bơm sẵn vì
(10 ml dung dịch glycerine 10% trong nước) vô trùng
Hướng dẫn sử dụng
Mã hàng 17 11 00
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG!**

Mô tả

Ống thông tiểu Foley RÜSCH Brilliant với túi dẫn lưu nước tiểu được nối sẵn có thiết kế như sau. Vui lòng tham khảo tài liệu RÜSCH của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Ống thông tiểu RÜSCH BRILLANT

- làm bằng silicone
- bao gồm một trục 2 lumen với phễu gắn, van bơm và bóng giữ xa
- phễu có ghi rõ thể tích tối đa chứa trong bóng tính bằng ml và kích thước trục tính bằng đơn vị French gauge (Fr.), Charriere (Ch.) hoặc milimet (mm)

S-Bag - hệ thống dẫn lưu nước tiểu kín:

- Dung tích 2.000 ml
- Đầu nối rãnh đa năng
- Cổng lấy mẫu nước tiểu không cần kim tiêm
- Ống dài 120 cm có tấm trượt và kẹp dạng trượt
- Móc đôi với dây bổ sung
- Ngăn nhỏ giọt tích hợp van chống trào ngược
- Chống vi khuẩn và thông gió kín chất lỏng trong ngăn nhỏ giọt và trong túi
- Vạch chia thể tích rõ ràng theo mililit
- Ống thoát không nhỏ giọt dưới đáy để thao tác bằng một tay với giá đỡ để cố định ống thoát

SilFlate

Ống tiêm bơm sẵn 10 ml dung dịch glycerine 10% trong nước để bơm bóng.



Cảnh báo:

Ống tiêm bơm sẵn chỉ dùng bơm bóng, không dùng để tiêm!

Chỉ định

Hệ thống ống thông cùng với túi nước tiểu này được chỉ định để dẫn lưu bàng quang liên tục thường quy.

Chống chỉ định

Tắt nghẽn niệu đạo nghiêm trọng! Hẹp niệu đạo quá mức, sai cách.

Chuẩn bị trước khi sử dụng

Lấy ống thông có túi dẫn lưu nước tiểu được nối sẵn và bơm tiêm đính kèm ra khỏi túi bằng kỹ thuật vô trùng.

Trước khi sử dụng, kiểm tra ống thông và túi dẫn lưu nước tiểu bằng mắt xem có hư hỏng cơ học nào không.

Có thể thử làm căng bóng nếu cần.

Sử dụng ống tiêm kèm theo với 10ml dung dịch glycerine 10% trong nước.

Nếu thử làm căng bóng, cần đảm bảo bóng được làm xẹp hoàn toàn trước khi đưa vào niệu đạo.

Sử dụng

Nếu cần, có thể thoa gel hoặc chất bôi trơn gốc nước có hoặc không có chất gây tê cục bộ lên ống thông hoặc nhỏ vào niệu đạo theo yêu cầu.

Sử dụng kỹ thuật vô trùng được mô tả trong các y văn đã công bố, đưa ống thông vào niệu đạo để đảm bảo bóng vượt qua cổ bàng quang.

Sử dụng ống tiêm kèm theo với 10ml dung dịch glycerine 10% trong nước để bơm bóng. Không vượt quá dung tích chứa!. Dung tích cho phép của bóng được ghi trên phễu của ống thông và trên nhãn bao bì.

Chú ý: Không làm căng bóng quá mức!

Đảm bảo chức năng của hệ thống ống thông bằng cách kiểm tra dòng nước tiểu từ phễu dẫn lưu vào túi dẫn lưu nước tiểu.

Đặt giá treo trên ray chấn gần chân giường bằng cách sử dụng kẹp tám để cố định ống dẫn lưu.

Duy trì dẫn lưu trọng lực bằng cách giữ túi dẫn lưu luôn thấp hơn bàng quang của bệnh nhân. Tránh làm gấp khúc hoặc gây cản trở đường ống của túi dẫn lưu.

Lắp ống tiêm Luer thích hợp vào để làm xẹp bóng trước khi rút ống. Hút nhẹ ống tiêm để loại bỏ dịch nạp. Không hút ống tiêm quá nhiều trong quá trình làm xẹp bóng vì có thể làm sập áp trong lòng ống dẫn lưu, có thể làm giảm khả năng dẫn lưu bình thường của ống.

Cần kiểm tra định kỳ hệ thống để đảm bảo nước tiểu có thể chảy liên tục. Nếu quan sát thấy một cột nước tiểu đứng, cần kiểm tra túi đã đặt đúng vị trí chưa và có bất kỳ cản trở vật lý nào không. Nếu túi đã được đặt đúng vị trí và đã loại bỏ các cản trở vật lý nhưng dòng chảy vẫn không liên tục, cần thay toàn bộ hệ thống ống thông.

Nếu cần rút ống thông ra khỏi túi dẫn lưu, cần nắm chặt máu ở đầu nối ống dẫn lưu và kéo chậm dọc theo các lỗ cho đến khi phần này được tháo ra.

Lưu ý: Rút ống thông khỏi ống dẫn lưu có thể làm tăng tỷ lệ nhiễm trùng đường tiết niệu.

Lấy mẫu nước tiểu

Dùng kẹp trượt để kẹp ống của hệ thống dẫn lưu nước tiểu. Khử trùng cẩn thận cổng lấy mẫu nước tiểu bằng chất khử trùng gốc cồn và rút nước tiểu khỏi cổng lấy mẫu không cần kim tiêm với sự hỗ trợ của ống tiêm Luer. Để thực hiện điều này, đẩy đầu nối Luer của ống tiêm qua tâm của nút cao su trong khi nhẹ nhàng vận ống tiêm.

Sau khi lấy mẫu nước tiểu, đẩy lại kẹp trượt để mở lại ống.

Lưu ý: Đôi khi có thể hình thành một giọt nước tiểu trên bề mặt của cổng lấy mẫu. Nên quan sát định kỳ cổng lấy mẫu.

Các biến chứng tiềm ẩn

Nếu gặp khó khăn khi hút bóng bằng bơm tiêm, đây là một trường hợp hiếm gặp và không được ghi nhận thường xuyên, chân của ống thông cùng với van ống phải được cắt bằng kéo sắc tại nơi phân đôi hoặc làm vỡ bóng theo các quy trình ghi nhận trong y văn. Nếu cần làm vỡ bóng, phải đặc biệt cẩn thận để lấy tất cả mảnh vỡ của bóng ra khỏi bàng quang của bệnh nhân.

Đặt ống thông không đúng vị trí có thể gây tổn thương niệu đạo nếu bơm căng bóng trong niệu đạo.

Các biến chứng đã được ghi nhận với một số vật liệu ống thông và ở một số bệnh nhân gồm kích ứng niêm mạc niệu đạo, tắc nghẽn ống thông do đóng cặn và nhiễm trùng do ống thông gây ra. Cần theo dõi bệnh nhân thường xuyên theo các quy trình đã được chấp nhận và thay ống thông sau một khoảng thời gian thích hợp do bác sĩ hoặc nhân viên có chuyên môn phù hợp xác định.

Thận trọng

Chỉ sử dụng cho đường tiết niệu.

Đối với các thiết bị làm từ silicone, không sử dụng chai xịt silicone làm chất bôi trơn mà nên dùng gel hoặc chất bôi trơn gốc nước.

Chỉ sử dụng dung dịch làm đầy kèm theo (ống tiêm đã bơm sẵn) để làm căng bóng.

Không dùng ống tiêm bơm sẵn để tiêm!

Không bơm bóng quá căng!

Không kẹp ống thông, có thể sử dụng van hoặc phích cắm ống thông nếu cần.

Không sử dụng ống tiêm để chọc thủng trực ống thông để lấy mẫu nước tiểu. Có nguy cơ bị hư hại do kim đâm và ống thông tiểu có thể bị hỏng.
Sản phẩm đã qua sử dụng có thể là mối nguy hiểm sinh học tiềm ẩn. Xử lý và tiêu hủy theo quy chuẩn thực hành y tế.



Cảnh báo: Sử dụng một lần: Không tái sử dụng, tái chế hoặc tái khử trùng. Sử dụng lại dụng cụ có khả năng tạo nguy cơ gây thương tổn và/hoặc nhiễm trùng nghiêm trọng, có thể dẫn đến tử vong. Việc tái xử lý các thiết bị y tế được thiết kế dùng một lần có thể làm giảm hiệu suất hoặc làm mất chức năng thiết bị y tế đó.



Có chứa DEHP

Kết quả của một số thử nghiệm trên động vật cho thấy phthalates có khả năng gây hại cho sự sinh sản. Dựa trên kiến thức khoa học hiện tại, nguy cơ sinh non ở trẻ sơ sinh nam không thể được loại trừ trong trường hợp tiếp xúc hoặc sử dụng lâu dài. Thiết bị y tế có chứa phthalates nên được dùng tạm thời với phụ nữ mang thai, cho con bú, trẻ em và trẻ sơ sinh.

Hướng dẫn bảo quản

Tránh ánh nắng mặt trời và cần giữ khô ráo. Không sử dụng nếu hàng rào khử trùng sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm bị hư hại.

Giải thích các ký hiệu và dấu hiệu quan trọng trên nhãn sản phẩm.

KÍCH CỠ	Kích cỡ sản phẩm
Ch.	1 Ch. = 1/3mm
Số lượng	Số lượng, Số vật phẩm
O.D.	Đường kính ngoài
Dung tích	Khả năng thu gom hiệu quả của thiết bị thu gom được biểu thị bằng mililit
	Không làm từ cao su latex tự nhiên
	Không sử dụng nếu bao bì bị hư hỏng

STERILE EO



IFU Part No.: IUR023VI-R01

