



**RÜSCH HANS RUDOLPH V2**  
Wiederaufbereitbare Beatmungsmasken




# HANS RUDOLPH V2


Oro-Nasal-Maske




## NIV NICHT INVASIVE BEATMUNG

- transparente Maske aus 100% Silikon
- anatomisch geformte Silikonlamellen ermöglichen eine elastische Auflage
- dünne Silikonmembran im Nasenbereich minimiert Leckagen
- geformtes Kinnstück für sicheren Sitz
- kleinstmöglicher Totraum
- latexfrei
- aus einem Stück gefertigt
- Konnektor erlaubt Rotation um 360°
- wiederaufbereitbar

NIV					<i>RUSCH</i>
	REF.	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	BESTELLGRÖSSE	VE
	154317	V2-Maske (NIV)	Oro-Nasal-Maske mit grünem Winkelkonnektor 22 mm I.D. und Kopfband	P / ES / S / M / L	1
	154373	Grüner Winkelkonnektor	22 mm I.D. (NIV)		1
	154374	Grüner Konnektor	gerade, 22 mm I.D. (NIV)		1

CPAP/BILEVEL					<i>RUSCH</i>
	REF.	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	BESTELLGRÖSSE	VE
	154322	V2-Maske (CPAP)	Oro-Nasal-Maske mit blauem Winkelkonnektor 22 mm O.D., mit AAV und Ausatemöffnung, Kopfband	P / ES / S / M / L	1
	154377	Blauer Winkelkonnektor	22 mm O.D. (CPAP) mit AAV und Ausatemöffnung		1

BILEVEL					<i>RUSCH</i>
	REF.	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	BESTELLGRÖSSE	VE
	154320	V2-Maske (BiLevel)	Oro-Nasal-Maske mit gelbem Winkelkonnektor 22 mm I.D., mit AAV, Kopfband	P / ES / S / M / L	1
	154379	Gelber Winkelkonnektor	22 mm I.D. (BiLevel) mit AAV, ohne Ausatemöffnung		1

BEI DER BESTELLUNG BITTE IMMER ANGEBEN: ART. NR. UND BESTELLGRÖSSE

## WIEDERAUFBEREITBARE BEATMUNGSMASKEN – SICHERER HALT UND HOHER PATIENTENKOMFORT



### CPAP/BILEVEL

- blauer Winkelkonnektor mit Anti-Asphyxie-Ventil (AAV); das Sicherheitsventil öffnet ab einem Druck unter 3 cm H<sub>2</sub>O
- mit Ausatemöffnung im Konnektor



### BILEVEL


- gelber Winkelkonnektor mit Anti-Asphyxie-Ventil (AAV); das Sicherheitsventil öffnet ab einem Druck unter 3 cm H<sub>2</sub>O
- ohne Ausatemöffnung im Konnektor

## ZUBEHÖR

RÜSCH

REF.	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	BESTELLGRÖSSE	VE
154368	V2-Maske	Maske allein, ohne Konnektor	P / ES / S / M / L	1
154325	Kopfband, waschbar	passend für Maskengröße L	Large (L)	1
		passend für Maskengröße M und S	Medium (M)	1
		passend für Maskengröße P und ES, alternativ auch für größere Masken	Small (S)	1
154383	Ein-Patienten-Kopfband	passend für Maskengröße L	Large (L)	1 Pack à 3 Stück
		passend für Maskengröße M und S	Medium (M)	1 Pack à 3 Stück
		passend für Maskengröße P und ES, alternativ auch für größere Masken	Small (S)	1 Pack à 3 Stück
154369	Ersatzclips	für Kopfband		4
154338	Silikonverschlusskappen	für Konnektor		2
154378	Maßtabelle	zum Bestimmen der Maskengröße		1

Hersteller: Hans Rudolph, inc. 8325  
 Cole Parkway, Shawnee, Kansas, 66227  
 USA (ISO 9001 | ISO 16485 | EN 46001)  
 Vertrieb durch:  
 DEUTSCHLAND • Teleflex Medical GmbH  
 71385 Kernen • Telefon +49 (0)7151 406 0  
 Fax +49 (0)7151 406 150  
 info.de@teleflexmedical.com  
 ÖSTERREICH • Rüsich Austria Gesellschaft m.b.H.  
 A-1090 Wien • Telefon +43 (0)1 402 47 72  
 Fax +43 (0)1 402 47 72 77  
 rueschaustria@teleflexmedical.com  
 SCHWEIZ • Teleflex Medical AG  
 3123 Belp • Telefon +41 (0)31 818 40 90  
 Fax +41 (0)31 818 40 93  
 switzerland@teleflexmedical.com



### METRO SEAL

- Ausleitung von Sonden und Kabeln (4-18 Ch.)
- zusätzliche Abdichtung und Anpassung bei schwierigen anatomischen Verhältnissen
- aus bioverträglichem transparentem Hydrogel

REF.	BEZEICHNUNG	VE
154370	Metro Seal	1

Teleflex ist ein weltweit führender Anbieter medizinischer Spezialinstrumente für diagnostische und therapeutische Verfahren in der Intensivmedizin, Urologie und Chirurgie. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht Lösungen anzubieten, mit deren Hilfe Gesundheitsdienstleister bessere Ergebnisse erzielen und die Sicherheit von Patient und Klinikpersonal verbessern können.

Wir sind auf Instrumente für die Bereiche Anästhesie und Regionalanästhesie, Kardiologie, Atemwege, Urologie, Gefäßzugang und Chirurgie spezialisiert und beliefern Gesundheitseinrichtungen in über 150 Ländern. Teleflex ist außerdem im OEM-Bereich tätig.

Zu unseren bekannten Marken gehören ARROW®, DEKNATEL®, GIBECK®, HUDSON RCI®, KMEDIC®, LMA™, PILLING®, PLEUR-EVAC®, RÜSCH®, SHERIDAN®, TAUT®, TFX OEM®, VASONOVA™, VIDACARE® und WECK®. Dabei handelt es sich ausnahmslos um Marken oder eingetragene Marken von Teleflex Incorporated.

Internationale Niederlassungen Teleflex: Australien, Belgien, China, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Indien, Italien, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweiz, Singapur, Slowakische Republik, Spanien, Südafrika, Tschechische Republik, Uruguay und USA.

#### **IHRE INTERNATIONALEN ANSPRECHPARTNER:**

##### **TELEFLEX ZENTRALE INTERNATIONAL, IRLAND**

Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park,  
Dublin Road, Athlone, Co Westmeath  
Phone +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73  
orders.intl@teleflex.com

**AUSTRALIEN/NEUSEELAND** +61 (0)3 9081 0600

**BELGIEN** +32 (0)2 333 24 60

**CHINA (SHANGHAI)** +86 (0)21 6163 0965

**CHINA (PEKING)** +86 (0)10 6418 5699

**DEUTSCHLAND** +49 (0)7151 406 0

**FRANKREICH** +33 (0)5 62 18 79 40

**GRIECHENLAND** +30 210 67 77 717

**GROSSBRITANNIEN** +44 (0)1494 53 27 61

**INDIEN** +91 (0)44-2836 5040

**ITALIEN** +39 0362 58 911

**JAPAN** +81 (0)3 3379 1511

**NIEDERLANDE** +31 (0)88 00 215 00

**ÖSTERREICH** +43 (0)1 402 47 72

**PORTUGAL** +351 22 541 90 85

**SCHWEIZ** +41 (0)31 818 40 90

**SINGAPUR** : +65 6439 3000

**SLOWAKISCHE REPUBLIK** +421 (0)3377 254 28

**SPANIEN** +34 918 300 451

**SÜDAFRIKA** +27 (0)11 807 4887

**TSCHECHISCHE REPUBLIK** +420 (0)495 759 111

Weitere Informationen finden Sie unter [www.teleflex.com](http://www.teleflex.com)

Die in diesem Katalog aufgeführten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Teleflex Repräsentanten. Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Drucklegung (05/2015). Technische Änderungen vorbehalten.

94 02 94 - 00 00 10 · REV A · MC / WM · 05 15 02