



# RÜSCH REKTAL-/PHARYNGEAL-TEMPERATURSONDE

Für die zuverlässige & einfache Überwachung der Körperkerntemperatur

## AUF EINEN BLICK

- Messgenauigkeit von  $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
- Messbereich  $25^{\circ}\text{C} - 45^{\circ}\text{C}$
- graduiert
- weiches, anschmiegsames Material
- leicht einführbar
- DEHP-frei
- latexfrei
- clean
- zum Einmalgebrauch

## OPTIMALE LEISTUNG & KOMFORTABLE BEDIENBARKEIT

Die rÜSCH Rektal-/Pharyngeal-Temperatursonde von Teleflex ist zur Überwachung der Körperkern-temperatur für das routinemäßige Temperaturmanagement bei Patienten im OP und auf der Intensivstation indiziert.

Der Temperatursensor unserer Messsonde verfügt im Bereich von  $25^{\circ}\text{C} - 45^{\circ}\text{C}$  über eine Messgenauigkeit von  $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ . Die Sonde ist aus latex- und DEHP-freiem, höchst anschmiegsamem Material gefertigt und besonders leicht einzuführen.






- ① Konnektor mit ergonomisch geformtem Griffstück für sicheres und einfaches Handling
- ② Graduierung
- ③ Katheterschaft aus weichem, anschiessbarem Material
- ④ Verbindungskabel

#### REKTAL-/PHARYNGEAL-TEMPERATURSONDE

ART. NR.	LÄNGE	VE
1016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einföhrlänge: 46 cm</li> <li>• Gesamtlänge: 73 cm</li> </ul>	30

#### ADAPTERKABEL – MÄNNLICHER KONNEKTOR

ART. NR.	BESCHREIBUNG	LÄNGE	VE
Die Adapterkabel sind mit allen Monitoren kompatibel, welche dem Industriestandard der Serie 400 entsprechen.			
	81-101400* Klinkenstecker, gerade, passend für Datex Cardiocap, Datex-Ohmeda Astiva, Datex-Ohmeda Anesthesia, sowie GE Hellige SMK, GE Eagle Dash, GE Solar 8000 M, GE 8000 Solo, GE 7000, GE Tram, Nihon Kohden Life Scope, sowie Datascope Passport, Datascope Point of View, Datascope 200/2000A, 800, sowie Spacelaps 90600, 90400, 90300	5 m	1
	81-1010SM* Siemens Rundstecker, 7-polig, passend für Dräger (Siemens): Infinity Delta XL, SC 6000, SC 7000, SC 8000, SC 9000	5 m	1
	81-1010HP* HP Rundstecker, 2-polig, passend für Phillips Intellie Vue, Sure Signs - VM Serie, MP 2, MP 5, MP 20, MP 30, MP 40, MP 50, MP 60, MP 90 sowie Hewlett Packard Viridia 24 C, 78300, Merlin	5 m	1

Dieser Rektal-/Pharyngeal-Temperatursensor ergänzt unser Rüsich Sensor Temperatur-Mess-Katheterset (Blasenkatheter).

\* Geänderte Art. Nr.

#### VERTRIEB DURCH:

**TELEFLEX MEDICAL ZENTRALE EMEA, IRLAND** · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business Park · Athlone · Co Westmeath

Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com

**DEUTSCHLAND** Tel. +49 (0)7151 406 0 · info.de@teleflex.com

**ÖSTERREICH** Tel. +43 (0)1 402 47 72 · rueschaustria@teleflex.com

**SCHWEIZ** Tel. +41 (0)31 818 40 90 · info.ch@teleflex.com

**WWW.TELEFLEX.COM**

94 06 22 · 00 00 00 · REV A · 10 11 02 · Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten.

**teleflex**