

## Gafa NASAL SOFTECH® PLUS DE HUDSON RCI

Suave. Segura. Superior.



# GAFA NASAL SOFTECH® PLUS DE HUDSON RCI


## **BREATHING, MADE EASIER®**

Las marcas de confianza hacen de Teleflex un socio fuerte y de confianza. Basándose en una sólida tradición en innovación, Teleflex es líder mundial en suministros médicos de calidad, cuyo propósito es ayudar a los profesionales a minimizar riesgos y maximizar los resultados en los pacientes.

Cuando se trata de cuidados respiratorios, pacientes y personal sanitario de todo el mundo recurren a Hudson RCI para conseguir productos innovadores que proporcionan una seguridad y confort añadidos. Guiados por la voz del facultativo clínico respiratorio, nuestra meta no solo es avanzar en los cuidados del paciente, sino también aumentar la eficacia del personal que proporciona la asistencia.

Como consecuencia de la presión, el uso de gafas nasales puede provocar molestias en los pacientes. Para eliminar parte de la presión, nos satisface presentarles la gafa nasal Softech Plus sin DEHP de Hudson RCI.

**TELEFLEX - MATERIAL MÉDICO DE ALTA CALIDAD  
FACILITADO POR UN ÚNICO PROVEEDOR**





#### **BENEFICIOS CLAVE**

Óptima comodidad para el paciente:

- menor presión y fricción alrededor de la nariz, la cara y las orejas
- adaptación flexible
- amplia gama que incluye gafas nasales para neonatos

Seguridad mejorada:

- flujo de oxígeno ininterrumpido (lumen en forma de estrella (star lumen) que incrementa la resistencia del tubo al acodamiento; disponible en tamaños para adultos y niños)
- menor exposición a DEHP
- prevención de errores de conexión y de tropiezo accidental



## **NUESTRA GAFA NASAL MÁS SUAVE**

Softech Plus es la elección ideal para el suministro cómodo de oxígeno, gracias a la combinación de un material más blando sin DEHP y a un diseño de producto mejorado. El uso de Softech Plus mejora la comodidad para el paciente y la calidad de los cuidados.

### **SUAVE**


Gracias a una nueva combinación especial de materiales, Softech Plus es la gafa nasal más suave de nuestra gama y se adapta a la mayoría de pacientes, de adultos a neonatos. El material extra suave, que está presente tanto en la parte de la gafa que se coloca en las fosas nasales como en toda la longitud del tubo, ayuda a reducir la fricción sobre la piel en un 30% comparado con otras gafas nasales\*. Esta gafa nasal, que cuenta con un diseño para su colocación sobre las orejas, garantiza una comodidad óptima para el paciente en nariz, cara y orejas.

### **SEGURO**

De hecho, la gafa nasal Softech Plus ofrece al paciente un nivel de seguridad sin igual. El uso de materiales libres de DEHP ayuda a los profesionales sanitarios, a reducir la exposición de sus pacientes al DEHP, mientras que el tubo con star lumen, muy resistente al acodamiento, garantiza un flujo ininterrumpido de oxígeno al paciente. Además, el tubo de oxígeno de color verde, muy visible, evita errores de conexión y el tropiezo accidental.

### **SUPERIOR**

Y, por último, aunque no menos importante, hemos integrado un sistema que permite adaptar la distancia entre las cánulas de las fosas nasales. De esta forma, ofrecemos una mayor flexibilidad para adaptar el producto a cada necesidad individual, especialmente en el caso de pacientes con fosas nasales muy cerradas o muy abiertas. Además, Teleflex dispone de una amplia gama de tamaños, incluidos tamaños para adultos, niños, lactantes y neonatos.



*\*La fricción puede contribuir a la formación de úlceras por presión.<sup>1</sup>  
 En pruebas de laboratorio, la gafa nasal Softech Plus Hudson RCI demostró un 30% menos de fricción de superficie comparada con las cánulas alternativas de su categoría.<sup>2</sup>*

**Bibliografía**

1 International review. Pressure ulcer prevention: pressure, shear, friction and microclimate in context. A consensus document. London: Wounds International, 2010.

2 Datos de archivo de Teleflex Incorporated.

**GAFAS NASAL SOFTECH PLUS**

**HUDSON RCI**

REF.	TAMAÑO	LONGITUD DEL TUBO (CM)	TUBO STAR LUMEN®	CONECTOR ESTÁNDAR	CONECTOR UNIVERSAL	CANTIDAD
1852	adultos	420	•		•	50
1870	adultos	210	•	•		50
1871	niños	210	•	•		50
1872	lactantes	210	•	•		50
1873	neonatos	210	•	•		50
1874	adultos	210	•		•	50
1876	niños	210	•		•	50
1877	adultos	420	•	•		50

Teleflex es un proveedor líder a nivel mundial de dispositivos médicos especializados en procedimientos diagnósticos y terapéuticos para las áreas de cuidados críticos, urología y cirugía. Nuestra misión es proporcionar soluciones que permitan a los profesionales sanitarios mejorar los resultados y favorecer la seguridad de los pacientes y del propio personal sanitario.

Nos especializamos en dispositivos para anestesia general y regional, cuidados cardíacos, cuidados respiratorios, urología, acceso vascular y cirugía cubriendo las necesidades de profesionales sanitarios en más de 140 países. Teleflex es también proveedor de productos especializados para fabricantes de dispositivos médicos.

Nuestras marcas de renombre incluyen **ARROW®**, **DEKNATEL®**, **GIBECK®**, **HUDSON RCI®**, **KMEDIC®**, **LMA™**, **PILLING®**, **PLEUR-EVAC®**, **RÜSCH®**, **SHERIDAN®**, **TAUT®**, **TFX OEM®**, **VASONOVA™** y **WECK®**, todas ellas marcas comerciales o marcas registradas de Teleflex Incorporated.

Sedes de Teleflex Medical en el Mundo: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, China, EEUU, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, India, Irlanda, Italia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Singapur, Sudáfrica, Suiza y Uruguay.

## **CONTACTOS INTERNACIONALES:**

### **OFICINAS CENTRALES DE TELEFLEX, IRLANDA**

Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park,  
Dublin Road, Athlone, Co Westmeath  
Teléfono +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73  
orders.intl@teleflex.com

**ALEMANIA** +49 (0)7151 406 0  
**AUSTRALIA/NUEVA ZELANDA** +61 3 8412 0321  
**AUSTRIA** +43 (0)1 402 47 72  
**BÉLGICA** +32 (0)2 333 24 60  
**CHINE (SHANGHAI)** +86 (0)21 6381 6399  
**CHINE (BEIJING)** +86 (0)10 6418 5699  
**ESLOVAQUIA** +421 (0)3377 254 28  
**ESPAÑA** +34 918 300 451  
**FRANCIA** +33 (0)5 62 18 79 40  
**GRECIA** +30 210 67 77 717  
**INDE** +91 (0)44-2836 5040  
**ITALIA** +39 0362 58 911  
**JAPON** +81 (0)3 3379 1511  
**PAÍSES BAJOS** +31 (0)88 00 215 00  
**PORTUGAL** +351 22 541 90 85  
**REINO UNIDO** +44 (0)1494 53 27 61  
**REPÚBLICA CHECA** +420 (0)495 759 111  
**SINGAPOUR** + 65 6447 5022  
**SUDÁFRICA** +27 (0)11 807 4887  
**SUIZA** +41 (0)31 818 40 90

Para obtener más información, consulte [www.teleflex.com](http://www.teleflex.com)

Los productos de este catálogo no están disponibles para todos los países. Por favor, consulte con su delegado comercial. Todos los datos son actuales en el momento de impresión de este documento (10/2013). Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso.

94 06 73 - 00 00 03 · REV A · MC / PDF