

LMA Supreme™

Leistungsmerkmale

Drainagekanal

Einfacher Zugang zum Magen und Lagekontrolle von Außen.



Fixierlasche

Ermöglicht eine optimale Positionierung im Oro- und Hypopharynx und gegenüber dem oberen Ösophagus sphinkter, um die maximale Wirksamkeit des First Seal™ und des Second Seal™ zu gewährleisten.



Verlängerter Konnektor

Ermöglicht den einfachen Anschluss an die Beatmungsschläuche.



Dünnere Atemwegstubus

Gewährleistet eine einfache Einführung, insbesondere bei Patienten mit kleiner Mundöffnung.



Knickschutz

Schützt vor versehentlichem Abknicken.



LMA Evolution Curve™

Biegsamer Atemwegstubus sorgt für maximale anatomische Anpassungsfähigkeit.



Weitere Leistungsmerkmale auf der nächsten Seite >

LMA Airform™ Cuff

Ermöglicht eine einfache Platzierung und optimale anatomische Anpassungsfähigkeit.

Second Seal™

Sorgt für eine bessere Abdichtung im oberen Ösophagusphinkter im Vergleich zu anderen supraglottischen Atemweghilfen (SAD) der zweiten Generation und minimiert das Risiko von Mageninsufflation und Aspiration.



Cuff mit Lamellen und Drainagekanal

Sorgt für offene Atemwege, indem ein Verschluss durch die Epiglottis verhindert wird.



Verlängerter Cuff

Jetzt aus einem Stück mit gebogener Rückseite und glatterem Profil zur Erleichterung des Einführens.



Cuff-Spitze mit 10° Anpassung

Die um 10° angepasste Cuff-Spitze erleichtert die Platzierung im oberen Ösophagusphinkter.



Auch erhältlich für Anwendungen bei Kindern

Sanfteres Cuff-Material

Reduziert die Wahrscheinlichkeit von Verletzungen der Mucosa.



Stromlinienförmiger Cuff

Erleichtert in Verbindung mit der keilförmigen Spitze das Einführen.



LMA Supreme™: Die modernste Einweg-Atemhilfe

Maskengröße	Produktcode	Größe des Patienten	Maximales Cuff-Volumen (Luft)*	Größter OG-Tubus
1	175010	Neugeborene/Säuglinge bis zu 5 kg	5 ml	6 Fr
1,5	175015	Kleinkinder 5-10 kg	8 ml	6 Fr
2	175020	Kleinkinder 10-20 kg	12 ml	10 Fr
2,5	175025	Kinder 20-30 kg	20 ml	10 Fr
3	175030	Kinder 30-50 kg	30 ml	14 Fr
4	175040	Erwachsene 50-70 kg	45 ml	14 Fr
5	175050	Erwachsene 70-100 kg	45 ml	14 Fr

* Hierbei handelt es sich um Höchstwerte, die keinesfalls überschritten werden dürfen.
Es wird empfohlen, den Cuff bis zu einem Innendruck von maximal 60 cm H₂O zu füllen.

OG = orogastrisch

Vertrieb durch:

Deutschland

Tel +49 (0)7151 40 6 0 Email info.de@teleflex.com

Österreich

Tel +43 (0)1 402 47 72 Email rueschaustria@teleflex.com

Schweiz

Tel +41 (0)31 818 40 90 Email info.ch@teleflex.com

PAJ-2501-055 REV A DE 201507

TELEFLEX HEADQUARTERS INTERNATIONAL, IRELAND
Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park,
Dublin Road, Athlone, Co. Westmeath, Ireland
Telefon +353 (0)9 06 46 08 00 Fax +353 (0)14 37 07 73
orders.intl@teleflex.com



Hergestellt von:

The Laryngeal Mask Company Limited
Le Rocher, Victoria, Mahé, Seychelles



Gebrauchsanweisung auf der
folgenden Website einsehen:

Copyright © 2015 Teleflex Incorporated. All rights reserved. LMA, LMA Supreme, First Seal, Second Seal, LMA Better by Design are trademarks or registered trademarks of Teleflex Incorporated or its affiliates.

Teleflex www.teleflex.com LMA www.lmaco.com

94 08 20 – 00 00 00 . REV A . LMA/SF . 09 15 02

Teleflex