



## LMA SureSeal™ PreCurved

Ein Produkt der ersten Generation mit anatomisch gebogenem Beatmungstubus für maximale Insertions-Erfolgsraten.

- ▶ In 3 Erwachsenengrößen erhältlich
- ▶ Silikon-Cuff ermöglicht ein sanftes Platzieren
- ▶ Steriles Einmalprodukt
- ▶ Ermöglicht das sanfte Aufwachen aus der Narkose
- ▶ Stege zum Schutz der Atemwege vor einer Blockade durch die Epiglottis
- ▶ Geringer Druck auf die Schleimhaut bei gleichzeitig guter Abdichtung durch den weichen Cuff
- ▶ Kontrollballon zur präzisen Anzeige der Befüllung
- ▶ Praktische Tiefenmarkierungen zur Lagekontrolle
- ▶ Bedingt MR-tauglich
- ▶ Ohne Naturkautschuklatex hergestellt

### First Seal™

LMA SureSeal™ PreCurved bietet gemessene oropharyngeale Leckagedrücke von bis zu 20 cm H<sub>2</sub>O.

Der First Seal™ ist wichtig für:

- ▶ Die Beatmungsleistung
- ▶ Erweiterte Anwendungen des Produkts beispielsweise bei reduzierter thorakaler Compliance, bei leicht bis moderat adipösen Patienten und bei bestimmten Verfahren, die eine maschinelle Beatmung erfordern, wenn höhere Abdichtungsdrücke benötigt werden



## LMA SureSeal™ PreCurved: Spezifikationen

	Größe		
	3	4	5
Konnektor am Beatmungstubus	15 mm Normkonnektor (männlich, ISO 5356-1)		
Ventil zum Befüllen	Luer-Konus (ISO 594-1)		
Innenvolumen des Atemsystems	19 ml	19 ml	27 ml
Druckabfall	< 1,6 cm H <sub>2</sub> O bei 60 l/min	< 1,6 cm H <sub>2</sub> O bei 60 l/min	< 1,6 cm H <sub>2</sub> O bei 60 l/min
Min. Zahnabstand	29 mm	30 mm	34 mm
Tubuslänge	22,0 cm	22,0 cm	24,0 cm

## LMA SureSeal™ PreCurved: Produktspezifikation

Größe der Maske	Art. Nr.	Größe des Patienten	Maximales Cuffvolumen (Luft)*
3	145030	Erwachsene 30-50 kg	20 ml
4	145040	Erwachsene 50-70 kg	30 ml
5	145050	Erwachsene 70-100 kg	40 ml

\*Hierbei handelt es sich um Höchstwerte, die keinesfalls überschritten werden dürfen. Es wird empfohlen, den Cuff bis zu einem Innendruck von maximal 60 cm H<sub>2</sub>O zu füllen.



Vertrieb durch:

### Deutschland

Tel. +49 (0)7151 406 0 · info.de@teleflex.com

### Österreich

Tel. +43 (0)1 402 47 72 · rueschaustria@teleflex.com

### Schweiz

Tel. +41 (0)31 818 40 90 · info.ch@teleflex.com

FBK-0501-000 Rev B DE 201407

TELEFLEX HEADQUARTERS INTERNATIONAL, IRELAND  
Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park,  
Dublin Road, Athlone, Co. Westmeath, Ireland  
Tel.: +353 (0)9 06 46 08 00 Fax: +353 (0)14 37 07 73  
orders.intl@teleflex.com



Hersteller:

The Laryngeal Mask Company Limited  
Le Rocher, Victoria, Mahé, Seychelles



**Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung auf dieser Webseite aufmerksam durch: [www.LMACO.com](http://www.LMACO.com)**

Teleflex [www.teleflex.com](http://www.teleflex.com) LMA [www.lmaco.com](http://www.lmaco.com)

Copyright © 2014 Teleflex Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. LMA, LMA SureSeal PreCurved, First Seal, LMA Better by Design sind Marken oder eingetragene Marken von Teleflex Incorporated oder seiner Tochtergesellschaften.

94 07 20 - 00 00 00 - REV B - LMA / SF - 10 14 02

## Literatur:

1. Van Zundert A., Brimacombe J. Anaesthesia 2008; **63**: 202-213.



Aktuelle klinische Literatur zur LMA SureSeal™ PreCurved

[www.lmaco.com/evidence](http://www.lmaco.com/evidence)



Aktuellste digitale Fallberichte, Lehrvideos und Empfehlungen von Ärzten

[www.youtube.com/LaryngealMaskAirway](http://www.youtube.com/LaryngealMaskAirway)



Aktuelle Neuigkeiten von LMA

[www.facebook.com/LMAInternational](http://www.facebook.com/LMAInternational)



Produktinformationen und Zugang zu den Gebrauchsanweisungen

[www.lmaco.com](http://www.lmaco.com)



Informationen zu weiteren Produkten im Teleflex Produktportfolio

[www.teleflex.com](http://www.teleflex.com)