



## LMA Unique™ Die Original-Larynxmaske für den Einmalgebrauch.

Die LMA Unique™ ist eine vielseitige Atemwegshilfe der ersten Generation für den Einmalgebrauch mit Epiglottissteg, die jedes Jahr bei Millionen von Operationen eingesetzt wird.

- ▶ In sieben Größen (Neugeborene bis große Erwachsene) erhältlich
- ▶ Ohne Naturlatex hergestellt, steril, für den Einmalgebrauch
- ▶ Epiglottissteg zur Verhinderung der Blockierung des Atemwegs durch die Epiglottis <sup>1</sup>
- ▶ Weicher flexibler Cuff
- ▶ Ermöglicht das sanfte Aufwachen aus der Narkose <sup>2</sup>
- ▶ Minimale hämodynamische Reaktion <sup>2</sup>
- ▶ Teil des ASA-Algorithmus für schwierige Atemwege <sup>3</sup>

Erwägen Sie die Verwendung der LMA Unique™ im/in:

- ▶ OP
- ▶ Reanimationswagen
- ▶ Notaufnahmen
- ▶ Der Präklinik
- ▶ Ambulanzen



„Zu den Vorteilen gegenüber dem ETT zählen: schnellere und einfachere Platzierung durch unerfahrenes Personal; schnelle Platzierung durch Anästhesisten; bessere hämodynamische Stabilität bei der Einleitung der Narkose und beim Aufwachen; minimaler Anstieg des Augeninnendrucks nach dem Einführen; reduzierter Anästhetikaverbrauch für Atemwegstoleranz; geringere Hustenhäufigkeit beim Aufwachen; bessere Sauerstoffsättigung beim Aufwachen und niedrigere Inzidenz von Rachenschmerzen bei Erwachsenen.“

Brimacombe J., 1995



Inflations-  
kontrollballon

15-mm-Konnektor

Luftzuführungsschlauch

Atemwegstubus

Epiglottisstege

Cuff



### LMA Unique™: Produktspezifikation

Größe der Maske	Produktcode	Größe des Patienten	Maximales Cuffvolumen (Luft)*
1	125010	Neugeborene/Säuglinge bis 5 kg	4 ml
1,5	125015	Kleinkinder 5-10 kg	7 ml
2	125020	Kleinkinder/Kinder 10-20 kg	10 ml
2,5	125025	Kinder 20-30 kg	14 ml
3	125030	Kinder 30-50 kg	20 ml
4	125040	Erwachsene 50-70 kg	30 ml
5	125050	Erwachsene 70-100 kg	40 ml

\*Hierbei handelt es sich um Höchstwerte, die keinesfalls überschritten werden dürfen. Es wird empfohlen, den Cuff bis zu einem Innendruck von maximal 60 cmH<sub>2</sub>O zu füllen.

#### Vertrieb:

##### DEUTSCHLAND

Tel. +49 (0)7151 406 0 · info.de@teleflex.com

##### ÖSTERREICH

Tel. +43 (0)1 402 47 72 · rueschaustria@teleflex.com

##### SCHWEIZ

Tel. +41 (0)31 818 40 90 · info.ch@teleflex.com

PAF-2502-005 Rev A DE 201312



Hergestellt von:

The Laryngeal Mask Company Limited  
Le Rocher, Victoria, Mahé, Seychellen



Ziehen Sie die Gebrauchsanweisung  
auf der folgenden Homepage zu Rate:  
[www.LMACO.com](http://www.LMACO.com)



Printed on paper from  
sustainable sources

Teleflex [www.teleflex.com](http://www.teleflex.com) LMA International [www.lmaco.com](http://www.lmaco.com)

Copyright © 2013 Teleflex Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. LMA, LMA Unique, LMA Better by Design sind Marken oder eingetragene Marken von Teleflex Incorporated oder seiner Tochtergesellschaften.

94 06 92 - 00 00 00 - REV A · LMA / PDF · 04 14 PDF

#### Verweise:

1. Borland M. et al. Emergency Medicine Australasia 2008; **20**: 515-520.
2. Wolfe T.R., Macfarlane T.C. American Journal of Emergency Medicine 2006; **24**: 343-346.
3. Holsti M. et al. Pediatric Emergency Care 2007; **23** (3): 148-153.
4. Talon M. et al., J Burn Care Research 2009; **30**: 599-605.
5. Pires A. et al. J Pharm Pharmaceut Sci 2009; **12** (3): 288-311.
6. Ahmad S. et al. Lancet 2006; **367**: 1591-1597.



Clinical  
evidence



Aktuellste klinische  
Evidenz zum LMA  
MAD Unique™

[www.lmaco.com/evidence](http://www.lmaco.com/evidence)



Aktuellste  
Lehrvideos und  
Empfehlungen  
von Ärzten

[www.youtube.com/  
LaryngealMaskAirway](http://www.youtube.com/LaryngealMaskAirway)



Aktuelle Neuigkeiten  
von LMA

[www.facebook.com/  
LMAInternational](http://www.facebook.com/LMAInternational)

LMA™  
Better by Design



Produktinformationen  
und Zugang zu den  
Gebrauchsanleitungen

[www.lmaco.com](http://www.lmaco.com)

Teleflex



Informationen zu  
weiteren Produkten  
des Teleflex  
Portfolio

[www.teleflex.com](http://www.teleflex.com)

Teleflex