



# CONJUNTOS DE CATETERIZAÇÃO ARTERIAL

Técnica de Seldinger tradicional



## INTRODUÇÃO SUAVE DA AGULHA

- Agulha de baixa fricção com extremidade oblíqua melhorada que requer uma força de penetração menor durante a inserção
- Proporciona um melhor controlo aquando da colocação da agulha no vaso



## PROLONGADOR

- Prolongador integral que diminui o potencial risco de exposição do médico a patógenos transportados pelo sangue
- Permite uma menor manipulação no ponto de inserção



## ALETAS DE SUTURA

- As aletas de sutura anguladas e discretas melhoram o conforto do doente e servem de apoio ao ângulo de inserção do cateter, otimizando o respectivo posicionamento



## FIO-GUIA OPTIMIZADO

- Marcações de profundidade para otimizar o posicionamento nos fios-guia metálicos (apenas guias rectos)
- Mais curtos para um melhor manuseamento
- Novidade: fios-guia de 45, 50 e 60 cm com Advancer



## CONJUNTOS DE CATETERIZAÇÃO ARTERIAL

ARROW

| REF. PRODUTO | DESCRIÇÃO      | TAMANHO AGULHA     | MEDIDAS FIO-GUIA  | CE | UNIDADES/CAIXA |
|--------------|----------------|--------------------|-------------------|----|----------------|
| SAC-00818    | 18 Ga x 8 cm   | 18Ga x 5 cm        | .025" x 33 cm – S | ✓  | 10             |
| SAC-01218    | 18 Ga x 12 cm  | 18Ga x 5 cm        | .025" x 33 cm – S | ✓  | 10             |
| SAC-01618    | 18 Ga x 16 cm  | 18Ga x 7 cm        | .025" x 45 cm – J | ✓  | 10             |
| SAC-02318    | 18 Ga x 23 cm  | 18Ga x 7 cm        | .025" x 60 cm – J | ✓  | 10             |
| SAC-00520    | 20 Ga x 5 cm   | 20Ga x 4 cm        | .021" x 35 cm – S | ✓  | 10             |
| SAC-00820    | 20 Ga x 8 cm   | 20Ga x 4 cm        | .021" x 35 cm – S | ✓  | 10             |
| SAC-01220    | 20 Ga x 12 cm  | 20Ga x 7 cm        | .021" x 35 cm – S | ✓  | 10             |
| SAC-01620    | 20 Ga x 16 cm  | 20Ga x 7 cm        | .021" x 50 cm – S | ✓  | 10             |
| SAC-00522    | 22 Ga x 5 cm   | 22Ga x 4 cm        | .021" x 35 cm – S | ✓  | 10             |
| SAC-00822    | 22 Ga x 8 cm   | 22Ga x 4 cm        | .021" x 35 cm – S | ✓  | 10             |
| SAC-01222    | 22 Ga x 12 cm  | 22Ga x 4 cm        | .021" x 35 cm – S | ✓  | 10             |
| SAC-00324*   | 24 Ga x 2.5 cm | 24Ga/26Ga x 1.9 cm | .018" x 25 cm – S | ✓  | 10             |
| SAC-00524*   | 24 Ga x 5 cm   | 24Ga/26Ga x 1.9 cm | .018" x 25 cm – S | ✓  | 10             |

Não contém Latex

"J" indica fio-guia metálico com ponta em J numa extremidade e ponta recta na outra

"S" indica fio-guia metálico com ponta recta em ambas as extremidades

\* O sistema introdutor é de cateter de 24 Ga. sobre agulha de 26 Ga/1,9 cm.

### INTRODUÇÃO SUAVE

O material revestido a poliuretano hidrófilo permite uma fácil inserção, enquanto que a ponta radial possui uma extremidade mais suave e menos abrupta para uma transição guia-cateter melhorada.

### REDUÇÃO DE COMPLICAÇÕES DECORRENTES DE TORÇÃO E TRAUMATISMO VASCULAR

- O material revestido a poliuretano da Arrow é biocompatível.
- Está especificamente concebido para proporcionar um desempenho consistente do cateter e para resistir à atenuação das formas de onda, conduzindo a uma monitorização mais fiável do doente.

### CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

- Os conectores da agulha com código de cores ISO facilitam o reconhecimento do tamanho e calibre da agulha.
- Os conectores da agulha em forma de "V" indicam a orientação da extremidade da agulha.
- O ponto de conexão versátil permite múltiplos métodos de fixação.
- Não contém PVC e DIEF (ftalato de dietilhexil).
- Nova embalagem compacta do fio-guia metálico dentro de um tubo protector.
- Os fios-guia metálicos, rectos em ambas as extremidades, possuem uma marca de referência que indica quando a ponta do fio-guia metálico alcança a extremidade da agulha.



### CADA CONJUNTO CONTÉM:

- 1 Cateter implantável com aleta de sutura discreta e tubo de extensão com clampe amovível para contenção do sangue
- 1 Fio-guia metálico – vários tamanhos disponíveis com configurações de ponta recta e ponta em "J" (com endireitador)
- 1 Agulha introdutora

Atenção: Apenas com prescrição médica. O conteúdo desta embalagem permanece estéril se a mesma não for aberta ou danificada. Descartável. Veja na literatura da embalagem informação actualizada sobre avisos, indicações, contra-indicações, precauções e instruções de uso.

#### DISTRIBUÍDO POR:

SEDE CENTRAL DE TELEFLEX MEDICAL EMEA, IRLANDA · IDA Business Park · Athlone Co Westmeath

Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.int@teleflexmedical.com

PORTUGAL Tel. +351 22 541 90 85

WWW.TELEFLEXMEDICAL.COM

94 10 14 - 00 00 05 · REV A · 03 11 01 · Todos os dados são válidos na altura da impressão. Sujeito a alterações técnicas sem aviso prévio.

**teleflex**