



# RÜSCH CRYSTALCLEAR PLUS

Mehr Komfort und Sicherheit für Anwender und Patient



## AUF EINEN BLICK

- Tubussystem zur Infektionsprophylaxe, für den Einmalgebrauch
- flexibles Innenkanülen-System für einfache Handhabung
- Farbkodierung an Halteplatte und Innenkanülen-Stopper für schnelle und zuverlässige Größenauswahl
- Ventilverschlusskappe für den Kontrollballon
- thermosensibles Tubusmaterial für mehr Flexibilität
- weiche, offene, transparente Halteplatte für eine angenehme Passform
- durchgehende Röntgenlinie entlang des Tubusschafts
- integrierter drehbarer 15-mm-Konnektor
- steril, latexfrei, zum Einmalgebrauch

## KOMFORT & EFFIZIENZ

Unser CrystalClear Plus Tracheostomie-tuben-Set ist ein fortschrittliches Tubussystem mit flexiblem Innenkanülen-System. Es zeichnet sich durch Premiumqualität, Kosteneffektivität und optimalen Tragekomfort aus. Einfach und sicher in der Anwendung macht es die Versorgung von Tracheostomie-Patienten komfortabel und effizient.

## SICHERHEIT & EINFACHE HANDHABUNG

CrystalClear Plus ist ein System für den Einmalgebrauch, das mit seinem speziell entwickelten Innenkanülen-System das innere Tubuslumen vor Sekret schützt und somit dazu beiträgt, das Infektionsrisiko auf ein Minimum zu reduzieren. Durch häufiges Wechseln der Innenkanülen kann Sekret bereits im Frühstadium der Ansammlung einfach und effizient entfernt werden. Optimal aufeinander abgestimmte Zubehörteile unterstützen den Patienten zudem beim Abhusten von Sekret.

Tuben mit Cuff verfügen am Kontrollballonventil über eine vormontierte Kappe zum Schutz von Ventil und geblocktem Cuff.

## BREITES GRÖSSENSPEKTRUM

Unser CrystalClear Plus ist mit einem Innendurchmesser (I. D.) von 3,5 bis 10,0 mm in Abstufungen von 0,5 mm erhältlich. Das optimale Verhältnis von Innen- zu Außendurchmesser zwischen Tubus und Innenkanüle gewährleistet bestmögliche Ergebnisse, sowohl bei Anwendung in der Pädiatrie als auch bei Erwachsenen.



**CRYSTALCLEAR PLUS SET (mit Cuff, Art. Nr. 121303, ohne Cuff, Art. Nr. 121300)**
**RÜSCH**

	BESTELLGRÖSSE/ I. D. IN MM	O.D. IN IN MM	CLL* IN MM	DIM. A IN MM	DIM. B IN MM	DIM. C IN MM	WINKEL θ CA.	CUFF Ø IN MM **	INNENKANÜLE	VE
Pädiatrie	● 3.5	5,3	47	17	0	30	95°	11	–	5
	○ 4.0	5,9	54	18	0	36	95°	12	–	5
	● 4.5	6,5	54	19	0	35	95°	14	–	5
	● 5.0	7,0	57	20	0	37	95°	14	–	5
	● 5.5	7,5	58	20	0	38	95°	15	–	5
	● 6.0	8,7	64	25,5	0	38,5	95°	19	6,0	5
Erwachsene	● 6.5	8,7	64	25,5	0	38,5	95°	19	6,5	5
	● 7.0	10,0	70	29,2	0	40,8	95°	21	7,0	5
	● 7.5	10,7	75,5	30	0	45,5	95°	25	7,5	5
	● 8.0	11,3	81	35,5	0	45,5	95°	28	8,0	5
	● 8.5	11,3	81	35,5	0	45,5	95°	28	8,5	5
	● 9.0	12,7	87	39,9	0	47,1	95°	28	9,0	5
	● 9.5	12,7	87	39,9	0	47,1	95°	28	9,5	5
	● 10.0	14,0	95,5	48,4	0	47,1	95°	30	10,0	5

\* Gesamtlänge (CLL=A+B+C)

\*\* nur 121303 CrystalClear Plus-Set

**CRYSTALCLEAR PLUS PDT-SET (Ref. 121304)**
**RÜSCH**




	BESTELLGRÖSSE/ I. D. IN MM	O.D. IN IN MM	CLL* IN MM	DIM. A IN MM	DIM. B IN MM	DIM. C IN MM	WINKEL θ (CA.)	CUFF Ø IN MM	VE
● 7.0	7,0	10,0	70,0	29,2	–	40,8	95°	21	1
● 8.0	8,0	11,3	81,0	35,5	–	45,5	95°	28	1
● 9.0	9,0	12,7	87,0	39,9	–	47,1	95°	28	1

\* Gesamtlänge (CLL=A+B+C)

**CRYSTALCLEAR PLUS  
INNENKANÜLE (Art. Nr. 121310)**
**RÜSCH**

BESTELLGRÖSSE	I. D. IN MM	O. D. IN MM	VE
● 6.0	5,0	5,7	10
● 6.5	5,0	5,7	10
● 7.0	6,0	6,7	10
● 7.5	6,5	7,3	10
● 8.0	7,0	7,7	10
● 8.5	7,0	7,7	10
● 9.0	8,0	8,7	10
● 9.5	8,0	8,7	10
● 10.0	8,8	9,7	10

**ZUBEHÖR**
**RÜSCH**

	ART. NR.	BESCHREIBUNG	VE
	121311	Duschcape für CrystalClear Plus	4
	121312	Hustencape für CrystalClear Plus	4
	121313	Verschlusscape für CrystalClear Plus	4

**VERTRIEB DURCH:**
**TELEFLEX ZENTRALE INTERNATIONAL, IRLAND**

 Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business Park · Dublin Road · Athlone · Co Westmeath  
 Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com

**DEUTSCHLAND** Tel. +49 (0)7151 406 0 · info.de@teleflex.com

**ÖSTERREICH** Tel. +43 (0)1 402 47 72 · rueschaustria@teleflex.com

**SCHWEIZ** Tel. +41 (0)31 818 40 90 · info.ch@teleflex.com

**WWW.TELEFLEX.COM**

94 05 59 · 00 00 00 · REV B · 12 13 02 · Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten.

**CRYSTALCLEAR PLUS  
SET-BESTANDTEILE**

- CrystalClear Plus Tracheostomietubus mit oder ohne Niederdruck-Cuff und vormontierter Ventilverschlusskappe
- 2 flexible Innenkanülen mit farbkodiertem Stopper, erhältlich ab Größe 6
- Einführhilfe (Obturator), erhältlich ab Größe 6
- weiches Tracheostomietubus-Halteband
- wasserlösliches Gleitgel, 3 g Beutel

**CRYSTALCLEAR PLUS PDT  
SET-BESTANDTEILE**

- Tracheostomietubus mit Niederdruck-Cuff
- flexible Halteplatte
- Komfort- Halteband
- Einführhilfe
- steril
- Einmalgebrauch

**teleflex**