



RÜSCH CRYSTALCLEAR PLUS

Miglior comfort e maggiore sicurezza per l'utente ed il paziente



IN SINTESI

- sistema monouso per la prevenzione di infezioni
- sistema con controcannula flessibile* per praticità di utilizzo
- la flangia e il dispositivo di arresto della controcannula sono dotati di codice colore per consentire l'identificazione rapida e sicura della misura
- tappo di chiusura per la valvola del palloncino spia
- cannula in materiale termosensibile per una maggiore flessibilità
- flangia di fissaggio morbida, fenestrata, trasparente per un maggiore comfort
- marker radiopaco continuo lungo il corpo della cannula
- raccordo girevole da 15 mm integrato
- sterile, senza lattice, monouso

COMFORT ED EFFICIENZA

Il nostro set di cannule per tracheostomia CrystalClear Plus è un sistema innovativo di cannule dotato di controcannula flessibile. Offre all'utente un ottimo rapporto qualità-prezzo ed al paziente il massimo comfort. Di utilizzo semplice e sicuro, rende il trattamento dei pazienti tracheostomizzati pratico ed efficace.

SICUREZZA E PRATICITÀ

CrystalClear Plus è un sistema monouso che contribuisce a ridurre al minimo il rischio di infezione, grazie alla controcannula studiata appositamente per proteggere il lume interno dalle secrezioni. La rimozione delle secrezioni è semplice ed efficace nella fase di accumulo iniziale, effettuando semplicemente frequenti cambi della controcannula, mentre il corretto allineamento degli accessori facilita al paziente l'eliminazione del muco. Le cannule cuffiate sono dotate di un tappo premontato per il palloncino spia che consente di proteggere la valvola e la cuffia gonfia.

AMPIA GAMMA DI MISURE

CrystalClear Plus è disponibile nei diametri interni da 3,5 a 10,0 mm, con incrementi di 0,5 mm. Il rapporto ottimale tra diametro interno e diametro esterno tra la cannula e la controcannula garantisce i migliori risultati, sia in applicazioni pediatriche sia per gli adulti.



SET CRYSTALCLEAR PLUS (con cuffia, Art. 121303, senza cuffia, Art. 121300)
RUSCH

	MISURA / D.I. IN MM	D.E. IN IN MM	CLL* IN MM	DIM. A IN MM	DIM. B IN MM	DIM. C IN MM	ANGOLO θ APPROSS.	Ø CUFFIA IN MM	CONTROCANNULA	QTÀ
Pediatrico	● 3.5	5,3	47	17	0	30	95°	11	-	5
	○ 4.0	5,9	54	18	0	36	95°	12	-	5
	● 4.5	6,5	54	19	0	35	95°	14	-	5
	● 5.0	7,0	57	20	0	37	95°	14	-	5
	● 5.5	7,5	58	20	0	38	95°	15	-	5
	● 6.0	8,7	64	25,5	0	38,5	95°	19	6,0	5
Adulti	● 6.5	8,7	64	25,5	0	38,5	95°	19	6,5	5
	● 7.0	10,0	70	29,2	0	40,8	95°	21	7,0	5
	● 7.5	10,7	75,5	30	0	45,5	95°	25	7,5	5
	● 8.0	11,3	81	35,5	0	45,5	95°	28	8,0	5
	● 8.5	11,3	81	35,5	0	45,5	95°	28	8,5	5
	● 9.0	12,7	87	39,9	0	47,1	95°	28	9,0	5
	● 9.5	12,7	87	39,9	0	47,1	95°	28	9,5	5
	● 10.0	14,0	95,5	48,4	0	47,1	95°	30	10,0	5

* Lunghezza totale (CLL=A+B+C) ** solo Set CrystalClear Plus 121303

SET CRYSTALCLEAR PLUS PDT (Art. 121304)
RUSCH




	MISURA / D.I. IN MM	D.E. IN MM	CLL* IN MM	DIM. A IN MM	DIM. B IN MM	DIM. C IN MM	ANGOLO θ (APPROSS.)	Ø CUFFIA IN MM	Q.TÀ
● 7.0	7,0	10,0	70,0	29,2	-	40,8	95°	21	1
● 8.0	8,0	11,3	81,0	35,5	-	45,5	95°	28	1
● 9.0	9,0	12,7	87,0	39,9	-	47,1	95°	28	1

* Lunghezza totale (CLL=A+B+C)

**SET CRYSTALCLEAR PLUS
CONTROCANNULA (Art. 121310)**
RUSCH

MISURA	D.I. IN MM	D.E. IN MM	Q.TÀ
● 6.0	5,0	5,7	10
● 6.5	5,0	5,7	10
● 7.0	6,0	6,7	10
● 7.5	6,5	7,3	10
● 8.0	7,0	7,7	10
● 8.5	7,0	7,7	10
● 9.0	8,0	8,7	10
● 9.5	8,0	8,7	10
● 10.0	8,8	9,7	10

ACCESSORI
RUSCH

	CODICE	DESCRIZIONE	QTÀ
	121311	tappo di protezione per doccia per CrystalClear Plus	4
	121312	tappo antitosse per CrystalClear Plus	4
	121313	tappo di chiusura per CrystalClear Plus	4

DISTRIBUITO DA:

TELEFLEX, IRLANDA (QUARTIER GENERALE) · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business Park · Dublin Road · Athlone · Co Westmeath
Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com

ITALIA Tel. +39 (0) 362 589 11 · info.it@teleflex.com

WWW.TELEFLEX.COM

94 05 59 - 00 00 04 · REV B · 01 14 01 · Dati aggiornati al momento della stampa. Soggetti a modifiche tecniche senza ulteriore preavviso.

**SET CRYSTALCLEAR PLUS
COMPONENTI DEL SET**

- cannula tracheostomica CrystalClear Plus con o senza cuffia a bassa pressione e tappo di chiusura della valvola premontato
- 2 controcannule flessibili con dispositivo di arresto provvisto di codice colore, a partire dalla misura 6
- introduttore (otturatore), a partire dalla misura 6
- fascetta di fissaggio morbida per tracheostomia
- gel lubrificante idrosolubile, confezione da 3 g

**CRYSTALCLEAR PLUS PDT
COMPONENTI DEL SET**

- cannula tracheostomica con cuffia a bassa pressione
- flangia di fissaggio flessibile
- fascia di fissaggio
- dilatatore di introduzione
- sterile
- monouso

teleflex