

# RÜSCH

RÜSCH SAFETY SILK SERIE:  
EIN HAUCH VON WEICHER SEIDE



**Teleflex**  
MEDICAL

## SAFETY SILK SERIE. EIN HAUCH VON WEICHER SEIDE.

Teleflex hat für Ihre anspruchsvollsten Patienten sowie für den täglichen Gebrauch eine neue Palette von Endotrachealtuben entwickelt, die in jeder Situation alle Anforderungen erfüllen. Wir wollen Ärzte darin unterstützen, ihre Patienten bestmöglich zu versorgen, indem wir ihnen Produkte zur Verfügung stellen, die für noch einfachere Intubation und noch bessere Qualität stehen.

### NASAL SAFETY SILK

*Nasal Safety Silk ist speziell für die atraumatische Intubation entwickelt worden und der nasalen Anatomie optimal angepasst.*



**Art. Nr. 111782**  
Nasal, vorgeformt, 1 Auge (Murphy)  
Größen: I.D. 3,0-8,0 mm

### SUPER SAFETY SILK

*Super Safety Silk ermöglicht ein leichtes Einführen und ist speziell für die Langzeit-Intubation entwickelt worden.*



**Art. Nr. 112682**  
Nasal/oral, 1 Auge (Murphy)  
Größen: I.D. 3,0-10,0 mm

### PEDI SAFETY SILK

*Pedi Safety Silk ohne Ballon eignet sich bestens für die Intubation von Kindern und Neugeborenen.*



**Art. Nr. 100480**  
Nasal/oral, kein Auge (Magill)  
Größen: I.D. 2,0-5,5 mm

LEBENSJAHR	TUBUS I.D.	SCHWARZE SPITZE
1.	2,0 - 3,5 mm	20 mm
2. - 5.	4,0 - 5,0 mm	30 / 40 mm
6. - 14.	5,5 mm	40 mm

LÄNGENANGABEN IN MM OHNE KONNEKTOR.

NASAL SAFETY SILK	Art. Nr. 1117 82	ART.GRÖSSE	I.D.	O.D.	BALLON Ø	LÄNGE	
		3,0	3,0	5,3	11,0	140	KINDER
		3,5	3,5	6,0	11,0	160	
		4,0	4,0	6,3	13,0	185	
		4,5	4,5	6,7	13,0	220	
		5,0	5,0	7,3	16,0	235	
		5,5	5,5	8,0	18,0	245	ERWACHSENE
		6,0	6,0	8,7	20,0	260	
		6,5	6,5	9,3	24,0	270	
		7,0	7,0	10,0	26,0	280	
		7,5	7,5	10,7	26,0	290	
		8,0	8,0	11,3	28,0	300	

- Für die nasale Intubation
- Thermosensitives weiches Material – Safety Silk Oberfläche
- Leichtes Einführen dank weicher atraumatischer Spitze
- Spitzenqualität für die Langzeit-Intubation
- Abdichtung mit Niederdruck-Cuff
- In Erwachsenen- und Kindergrößen lieferbar
- Durchgehende blaue Röntgenkontrastlinie
- Schwarzer Markierungsring zur Kontrolle der Intubationstiefe
- Eingeklebter Konnektor
- Befüllungskanal dicht am Konnektor
- Optimale Länge zur Vermeidung selektiver Intubation
- Latexfrei und steril

VERPACKUNGSEINHEIT 10 STK./BOX.

LÄNGENANGABEN IN MM OHNE KONNEKTOR.

SUPER SAFETY SILK	Art. Nr. 1126 82	ART.GRÖSSE	I.D.	O.D.	BALLON Ø	LÄNGE	
		3,0	3,0	5,0	8,0	170	KINDER
		3,5	3,5	5,3	8,0	190	
		4,0	4,0	6,0	10,5	220	
		4,5	4,5	6,3	10,5	230	
		5,0	5,0	6,7	13,0	250	
		5,5	5,5	7,3	16,5	280	ERWACHSENE
		6,0	6,0	8,0	18,5	290	
		6,5	6,5	8,7	20,5	300	
		7,0	7,0	9,3	24,0	320	
		7,5	7,5	10,0	26,0	330	
		8,0	8,0	10,7	26,0	340	
		8,5	8,5	11,3	28,0	345	
		9,0	9,0	12,0	28,0	350	
		9,5	9,5	12,7	29,0	350	
		10,0	10,0	13,3	29,0	350	

- Safety Silk Oberfläche
- Leichtes Einführen dank weicher atraumatischer Spitze
- Spitzenqualität für die Langzeit-Intubation
- Abdichtung mit Niederdruck-Cuff
- In Erwachsenen- und Kindergrößen lieferbar
- Durchgehende blaue Röntgenkontrastlinie
- Schwarzer Markierungsring zur Kontrolle der Intubationstiefe
- Eingeklebter Konnektor
- Befüllungskanal dicht am Konnektor
- Latexfrei und steril

VERPACKUNGSEINHEIT 10 STK./BOX.

LÄNGENANGABEN IN MM OHNE KONNEKTOR.

	I.D.	O.D.	SCHWARZE SPITZE	LÄNGE	
2,0	2,0	3,3	20	140	KINDER
2,5	2,5	4,0	20	160	
3,0	3,0	4,7	20	180	
3,5	3,5	5,3	20	200	
4,0	4,0	6,0	30	220	
4,5	4,5	6,7	30	240	ERWACHSENE
5,0	5,0	7,3	40	270	
5,5	5,5	8,0	40	280	

- Für die Langzeit-Intubation in der Pädiatrie
- Thermosensitives weiches Material – Safety Silk Oberfläche
- Leichtes Einführen dank weicher atraumatischer Spitze
- Durchgehende blaue Röntgenkontrastlinie
- Graduiert
- Halb aufgeschobener Konnektor
- Latexfrei und steril

VERPACKUNGSEINHEIT 10 STK./BOX.

BEI DER BESTELLUNG BITTE IMMER DIE ARTIKELNUMMER UND DIE GRÖSSE ANGEBEN.

ARROW

RÜSCH

 HUDSON RCI

 Gibeck

RÜSCH CARE

MEDICAL  SERVICE

WECK

Pilling

PLEUR-EVAC

 DEKNATEL

TAUT

Teleflex entwickelt und produziert hochwertige Produkte für einen breitgefächerten Kundenstamm weltweit. Nicht nur im Gesundheitssektor nimmt Teleflex eine herausragende Rolle ein, auch in den Geschäftszweigen Luftfahrt und Industrie ist das Unternehmen mit seinen bekannten Marken international führend.

Teleflex Medical, ein Geschäftsbereich von Teleflex Incorporated (NYSE: TFX), ist ein weltweit führender Lieferant von medizinischen Einmalprodukten für die Chirurgie und Intensivpflege. Das Unternehmen ist außerdem Hersteller von chirurgischen Instrumenten, Produkten für die Herzchirurgie sowie weiteren Spezialerzeugnissen für medizinische Gerätehersteller. Zur Teleflex Medical Familie gehören die starken Marken Arrow®, Beere®, Deknatel®, Gibeck®, HudsonRCI®, KMedic®, Pilling®, Pleur-Evac®, Rüschi®, Sheridan®, SMD, SSI™, Taut™, TFX Medical OEM und Weck®.

[www.ruesch.de](http://www.ruesch.de)  
[www.teleflex.com](http://www.teleflex.com)

**TELEFLEX MEDICAL HEADQUARTER EUROPE, IRELAND**

TELEFLEX MEDICAL Europe, IDA Business Park, Athlone, Co Westmeath.

Phone +353 (0)9 06 46 08 00, Fax +353 (0)14 37 07 73, [orders.intl@teleflexmedical.com](mailto:orders.intl@teleflexmedical.com)

**AUSTRIA** RÜSCH AUSTRIA Gesellschaft m.b.H., 1090 Wien

Phone +43 (0)1 402 47 72, Fax +43 (0)1 402 47 72 77, [rueschaustria@teleflexmedical.com](mailto:rueschaustria@teleflexmedical.com)

**BELGIUM** TELEFLEX MEDICAL BE sprl, 1070 Brussels

Phone +32 (0)2 333 24 60, Fax +32 (0)2 332 27 40, [info.be@teleflexmedical.com](mailto:info.be@teleflexmedical.com)

**CANADA** RUSCH CANADA, Oakville, Ontario L6M 3E3

Phone +1 (0)905 469 8489, Fax +1 (0)905 469 8490

**CZECH REPUBLIC** ARROW CZECH, Hradec Kralove 500 04

Phone +420 (0)495 759 111, Fax +420 (0)495 759 222

**FRANCE** TELEFLEX MEDICAL SAS, 31460 Le Faget, Phone +33 (0)5 62 18 79 40

Fax +33 (0)5 61 83 35 84, [info.teleflexmedical.france@teleflexmedical.com](mailto:info.teleflexmedical.france@teleflexmedical.com)

**GERMANY** TELEFLEX MEDICAL GmbH, P.O. Box 1180, 71385 Kernen

Phone +49 (0)7151 406 0, Fax +49 (0)7151 406 150, [info.de@teleflexmedical.com](mailto:info.de@teleflexmedical.com)

**GREECE** ARROW HELLAS A.E.E., Halandri, 152 31, Athens

Phone +30 210 67 77 717, Fax +30 210 67 77 911, [arrow.hellas@arrowintl.com](mailto:arrow.hellas@arrowintl.com)

**HUNGARY** ARROW HUNGARY, 1054 Budapest

Phone +36 (0)1 475 13 60, Fax +36 (0)1 475 11 11

**INDIA** TELEFLEX MEDICAL Pvt. Ltd., Chetpet, Chennai - 600 031

Phone +91 (0)44 2836 5040/-41, Fax +91 (0)44 2836 0682, [mktg@teleflex-ind.com](mailto:mktg@teleflex-ind.com)

**ITALY** TELEFLEX MEDICAL S. r. l., 20039 Varedo (MI)

Phone +39 0362 589111, Fax +39 0362 5891 888, [info.it@teleflexmedical.com](mailto:info.it@teleflexmedical.com)

**JAPAN** ARROW JAPAN, LTD./ TELEFLEX MEDICAL, Nakano-ku, Tokyo 164-8721

Phone +81 (0)3 3379 1511, Fax +81 (0)3 3379 1751

**NETHERLANDS** TELEFLEX MEDICAL B.V., P.O. Box 40, 3640 AA Mijdrecht

Phone +31 (0)297 540 703, Fax +31 (0)297 533 726, [info.nl@teleflexmedical.com](mailto:info.nl@teleflexmedical.com)

**SINGAPORE** PILLING WECK (ASIA) PTE. LTD., Lavender Place, Singapore 338750

Phone +65 (0)6294 1019, Fax +65 (0)6299 6132

**SLOVAK REPUBLIC** ARROW SLOVENSKO PIESTANY s.r.o., 92101 Piestany

Phone +421 (0)3377 254 28, Fax +421 (0)3377 254 28, [arrow@arrow.sk](mailto:arrow@arrow.sk)

**SOUTH AFRICA** ARROW AFRICA (Pty) Ltd., P.O. Box 1716, Kelvin 2054

Phone +27 (0)11 807 4887, Fax +27 (0)11 807 4994, [assist.africa@teleflexmedical.com](mailto:assist.africa@teleflexmedical.com)

**SPAIN** TELEFLEX MEDICAL IBERIA, S.A., 28806 Alcalá de Henares (Madrid)

Phone +34 (0)918 300 451, Fax +34 (0)918 300 369, [info.es@teleflexmedical.com](mailto:info.es@teleflexmedical.com)

**SWITZERLAND** RÜSCH (SCHWEIZ) AG, 3123 Belp

Phone +41 (0)31 819 73 90, Fax +41 (0)31 819 73 87, [info@ruesch-schweiz.ch](mailto:info@ruesch-schweiz.ch)

**UNITED KINGDOM** TELEFLEX MEDICAL, High Wycombe, Bucks. HP12 3ST

Phone +44 (0)1494 53 27 61, Fax +44 (0)1494 52 46 50, [info.uk@teleflexmedical.com](mailto:info.uk@teleflexmedical.com)

**USA** TELEFLEX MEDICAL, Durham, NC 27709

Phone +1 (800) 234 9325, Fax +1 (800) 932 5329, [csrusch@teleflexmedical.com](mailto:csrusch@teleflexmedical.com)