

ARROW

RÜSCH

 HUDSON RCI

 Gibeck

RÜSCH CARE

MEDICAL  SERVICE

Pilling

WECK

PLEUR-EVAC

 DEKNATEL

TAUT®

Teleflex Incorporated è una multinazionale il cui business comprende diversi mercati quali l'aerospaziale, la marina, l'industria ed il medicale. Da molti anni, Teleflex Medical offre prodotti e servizi innovativi di ottima qualità. Teleflex Medical è costituita da tre divisioni: Chirurgia, Medica e OEM.

www.ruesch.de
www.teleflex.com

GERMANY TELEFLEX MEDICAL GmbH. P.O. Box 1180. 71385 Kernen

Phone +49 (0)7151 406 0. Fax +49 (0)7151 406 150. info.de@teleflexmedical.com

AUSTRIA RÜSCH AUSTRIA Gesellschaft m.b.H.. A-1090 Wien

Phone +43 (0)1 402 47 72. Fax +43 (0)1 402 47 72 77. rueschaustria@teleflexmedical.com

BELGIUM TELEFLEX MEDICAL BE sprl. B-1070 Brussels.

Phone +32 (0)2 333 24 60. Fax +32 (0)2 332 27 40. info.be@teleflexmedical.com

CANADA RUSCH CANADA. Oakville. Ontario L6M 3E3

Phone +1 (0)905 469 8489. Fax +1 (0)905 469 8490

FRANCE TELEFLEX MEDICAL SAS. F-31460 Le Faget. Phone +33 (0)5 62 18 79 40

Fax +33 (0)5 61 83 35 84. info.teleflexmedical.france@teleflexmedical.com

INDIA TELEFLEX MEDICAL Pvt. Ltd.. Chetpet. Chennai-600 031. Phone +91 (0)44 2836 5040.

+91 (0)44 2836 5041. Fax +91 (0)44 2836 0682. mktg@teleflex-ind.com

ITALY TELEFLEX MEDICAL S. r. l.. 20039 Varedo (MI).

Phone +39 0362 58911. Fax +39 0362 5891 888. info.it@teleflexmedical.com

JAPAN PILLING WECK (Asia) PTE. LTD.. Minato-ku. Tokyo 105-0001

Phone +81 (0)3 5404 3415. Fax +81 (0)3 5404 3401

NETHERLANDS TELEFLEX MEDICAL B.V.. P.O. Box 40. 3640 AA Mijdrecht.

Phone +31 (0)297 540 703. Fax +31 (0)297 533 726 / 540 166. info.nl@teleflexmedical.com

SINGAPORE PILLING WECK (ASIA) PTE. LTD.. Lavender Place. Singapore 338750.

Phone +65 (0)6294 1019. Fax +65 (0)6299 6132

SPAIN TELEFLEX MEDICAL S.A.. 03530-La Nucía (Alicante)

Phone +34 (0)96 687 51 01/-02/-03. Fax +34 (0)96 587 35 69. info.es@teleflexmedical.com

SWITZERLAND RÜSCH (SCHWEIZ) AG. CH-3123 Belp

Phone +41 (0)31 819 73 90. Fax +41 (0)31 819 73 87. info@ruesch-schweiz.ch

UNITED KINGDOM TELEFLEX MEDICAL. High Wycombe. Bucks. HP12 3ST

Phone +44 (0)1494 53 27 61. Fax +44 (0)1494 52 46 50. info.uk@teleflexmedical.com

USA TELEFLEX MEDICAL. Durham. NC 27709

Phone +1 (800) 234 9325 . Fax +1 (800) 932 5329. csrusch@teleflexmedical.com

Tutti i dati presenti nel catalogo sono aggiornati al momento della stampa (02/2008).
Con riserva di apportare eventuali modifiche tecniche.

RÜSCH

SERIE SAFETY SILK

SOLUZIONI PER INTUBAZIONI A LUNGO TERMINE

Teleflex
MEDICAL

SERIE SAFETY SILK

Per soddisfare ogni esigenza nelle intubazioni a lungo termine, Teleflex ha realizzato una nuova gamma di tubi endotracheali. Estremamente morbidi e flessibili pur essendo resistenti al kinking, caratterizzati da un ottimo rapporto tra D.I. e D.E., la serie di tubi Safety Silk in PVC si adatta perfettamente ad ogni conformazione anatomica. Sono particolarmente adatti per l'intubazione nasale durante la quale la morbidezza del materiale è di fondamentale importanza, soprattutto nei pazienti pediatrici. Un'intubazione semplice, morbida ed atraumatica.

SAFETY SILK NASALE

Art. 111782

Nasale, preformato, 1 foro (Murphy)

Misure: D.I. 3,0 - 8,0 mm



Tubo ET preformato in PVC morbido, con cuffia.

Raccordo incollato, atraumatico, morbido. Sterile, latex free. Cuffia a bassa pressione, palloncino di controllo blu, valvola per siringhe con attacchi Luer e Luer-Lock.

SUPER SAFETY SILK

Art. 112682

Nasale/Orale, 1 foro (Murphy)

Misure: D.I. 3,0 - 10,0 mm



Tubo ET in PVC morbido, con cuffia.

Raccordo incollato, atraumatico, morbido. Sterile, latex free. Cuffia a bassa pressione, palloncino di controllo blu, valvola per siringhe con attacchi Luer e Luer-Lock.

SAFETY SILK PEDI

Art. 100480

Nasale/Orale, punta Magill

Misure: D.I. 2,0 - 5,5 mm



Tubo ET pediatrico in PVC morbido, senza cuffia. Raccordo semi-montato, atraumatico, morbido. Sterile, latex free.

Safety Silk nasale è particolarmente indicato per le intubazioni nasali.

Super Safety Silk garantisce un'intubazione semplice e sicura (pazienti adulti e pediatrici) ed è particolarmente indicato per le intubazioni a lungo termine.

Safety Silk Pedi è il tubo da scegliere per le intubazioni a lungo termine, senza cuffia, nei pazienti pediatrici e neonatali.

TUTTE LE MISURE SONO IN MM SENZA RACCORDO

SAFETY SILK NASALE

 **Art. 111782**

MISURA/D.I.	D.E.	CUFFIA Ø	LUNGHEZZA
3.0	5.3	11.0	140
3.5	6.0	11.0	160
4.0	6.3	13.0	185
4.5	6.7	13.0	220
5.0	7.3	16.0	235
5.5	8.0	18.0	245
6.0	8.7	20.0	260
6.5	9.3	24.0	270
7.0	10.0	26.0	280
7.5	10.7	26.0	290
8.0	11.3	28.0	300

TUTTI I PRODOTTI SONO FORNITI IN CONF. DA 10 PZ.

- Indicato per intubazioni nasali
- Flessibile ma resistente al kinking
- Materiale morbido termosensibile - superficie Safety Silk
- Punta morbida atraumatica per una facile intubazione (foro Murphy)
- Intubazione a lungo termine
- Cuffia a bassa pressione
- Disponibile nelle misure pediatriche e per adulti
- Linea radiopaca continua di colore blu
- Raccordo incollato per una sicurezza maggiore
- Canale di gonfiaggio vicino al raccordo
- Lunghezza ottimale per evitare un'intubazione selettiva
- Disponibile anche nelle misure intermedie
- Latex free e sterile



PEDIATRICO

ADULTO

TUTTE LE MISURE SONO IN MM SENZA RACCORDO

SUPER SAFETY SILK

 **Art. 112682**

MISURA/D.I.	D.E.	CUFFIA Ø	LUNGHEZZA
3.0	5.0	8.0	170
3.5	5.3	8.0	190
4.0	6.0	10.5	220
4.5	6.3	10.5	230
5.0	6.7	13.0	250
5.5	7.3	16.5	280
6.0	8.0	18.5	290
6.5	8.7	20.5	300
7.0	9.3	24.0	320
7.5	10.0	26.0	330
8.0	10.7	26.0	340
8.5	11.3	28.0	345
9.0	12.0	28.0	350
9.5	12.7	29.0	350
10.0	13.3	29.0	350

TUTTI I PRODOTTI SONO FORNITI IN CONF. DA 10 PZ.

- Materiale morbido termosensibile - superficie Safety Silk
- Cuffia a bassa pressione
- Punta morbida atraumatica per una facile intubazione (foro Murphy)
- Disponibile nelle misure pediatriche e per adulti
- Linea radiopaca continua di colore blu
- Anello di reperi nero per il controllo della profondità di intubazione
- Raccordo incollato per una sicurezza maggiore
- Canale di gonfiaggio vicino al raccordo
- Latex free e sterile



PEDIATRICO

ADULTO

TUTTE LE MISURE SONO IN MM SENZA RACCORDO

SAFETY SILK PEDI

 **Art. 100480**

MISURA/D.I.	D.E.	PUNTA NERA	LUNGHEZZA
2.0	3.3	20	140
2.5	4.0	20	160
3.0	4.7	20	180
3.5	5.3	20	200
4.0	6.0	30	220
4.5	6.7	30	240
5.0	7.3	40	270
5.5	8.0	40	280

TUTTI I PRODOTTI SONO FORNITI IN CONF. DA 10 PZ.

- Indicato per intubazioni pediatriche
- Tubo privo di cuffia
- Materiale morbido termosensibile – superficie Safety Silk
- Punta nera morbida ed atraumatica, per un'intubazione semplice
- Linea radiopaca continua di colore blu
- Graduazione
- Raccordo semi-montato
- Latex free e sterile



PEDIATRICO