



RÜSCH TRACFLEX PLUS

La nuova generazione di cannule per tracheostomia di qualità superiore

IN SINTESI

- materiali altamente flessibili e termosensibili
- cannula tracheostomica mono-paziente con armatura spiralata, riutilizzabile
- prevenzione delle infezioni grazie alla speciale controcanula monouso*
- codice colore presente sulla flangia di fissaggio della cannula tracheostomica e sul dispositivo di arresto della controcanula, per consentire l'identificazione sicura della misura corretta
- adattamento ottimale: flangia di fissaggio regolabile con meccanismo di bloccaggio
- ampia gamma di accessori: gel lubrificante, tappo anti-tosse, tappo per la doccia, tappo di chiusura (opzionale), mandrino per l'inserimento, controcanule, fascia di fissaggio
- card per il paziente
- sterile, senza lattice, senza DEHP

IL VANTAGGIO DEL COMFORT

Le nostre cannule per tracheostomia TracFlex Plus rappresentano l'ultima generazione di prodotti di qualità superiore del marchio RÜSCH. Offrono il vantaggio del comfort, della sicurezza e di elevate prestazioni nella cura dei pazienti tracheostomizzati.

La scelta di materiali particolarmente morbidi e flessibili e la presenza di un'ampia gamma di accessori specificamente adattabili alle cannule, offrono il massimo comfort e la garanzia di una qualità superiore. La punta atraumatica della cannula e il mandrino consentono un inserimento facile e sicuro in trachea. La cannula si adatta perfettamente all'anatomia di ogni paziente.

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

Il sistema con flangia di fissaggio regolabile consente l'adattamento e il fissaggio della flangia al collo del paziente in modo sicuro e preciso. Marker di profondità extra sulla cannula facilitano il corretto allineamento della flangia di fissaggio.

La spirallatura interna della cannula per tracheostomia garantisce un grado elevato di flessibilità offrendo nel contempo sicurezza e protezione contro kinking o compressione.

La sottile cuffia a bassa pressione delle cannule cuffiate, si posiziona in trachea in modo sicuro e delicato. Inoltre, il tappo di chiusura del palloncino spia protegge la valvola e la cuffia gonfia.

EFFICIENZA E PRESTAZIONI ELEVATE

La controcanula flessibile monouso, specificamente studiata per le nostre cannule per tracheostomia TracFlex Plus, consente la rimozione rapida e igienica delle secrezioni. In questo modo, il lume interno della cannula è protetto da contaminazioni e il rischio di infezioni in questo contesto si riduce in maniera ottimale.

GAMMA

TracFlex Plus è disponibile in nove misure a partire da un D.I. di 3,0 mm fino a 11,0 mm e offre un ottimo rapporto tra il diametro interno ed esterno in relazione alla cannula tracheostomica armata e alla controcannula.

SET TRACFLEX PLUS (con cuffia, Art. 121903, senza cuffia, Art. 121900)

RÜSCH

MISURA / D.I.	D.E. IN MM	CLL* IN MM	DIM. A IN MM	DIM. B IN MM	DIM. C IN MM	ANGOLO θ (APPROSS.)	Ø CUFFIA IN MM	CONTROCANNULA	QTÀ
● 3.0	5,3	58,0	21,1	19,0	17,9	105°	–	–	2
○ 4.0	6,1	68,0	20,7	21,0	26,3	105°	–	–	2
● 5.0	7,6	72,0	24,0	20,0	28,0	105°	14	–	2
● 6.0	8,6	77,0	27,9	20,0	29,1	105°	18	6,0	2
● 7.0	10,1	102,5	37,0	42,7	22,8	100°	23	7,0	2
● 8.0	11,1	122,5	40,0	57,1	25,4	100°	27	8,0	2
● 9.0	12,1	152,5	44,0	82,1	26,4	100°	30	9,0	2
● 10.0	13,1	157,5	44,0	79,5	34,0	100°	32	10,0	2
● 11.0	14,2	163,5	47,0	83,4	33,1	100°	34	11,0	2

* Lunghezza totale (CLL=A+B+C) ** solo Set TracFlex Plus 121903

SET TRACFLEX PLUS PDT (Art. 121904)

RÜSCH

MISURA / D.I.	D.E. IN MM	CLL* IN MM	DIM. A IN MM	DIM. B IN MM	DIM. C IN MM	ANGOLO θ (APPROSS.)	Ø CUFFIA IN MM	QTÀ
● 7.0	10,1	102,5	37,0	42,7	22,8	100°	23	1
● 8.0	11,1	122,5	40,0	57,1	25,4	100°	27	1
● 9.0	12,1	152,5	44,0	82,1	26,4	100°	30	1

* Lunghezza totale (CLL=A+B+C)

TRACFLEX PLUS CONTROCANNULE (Art. 121910)

RÜSCH



MISURA	D.I. IN MM	D.E. IN MM	QTÀ
● 6.0	5,0	5,7	10
● 7.0	5,5	6,2	10
● 8.0	6,5	7,2	10
● 9.0	7,8	8,3	10
● 10.0	8,8	9,4	10
● 11.0	9,8	10,4	10



Minore pressione, maggiore comfort per i bambini.

ACCESSORI TRACFLEX PLUS, MONOUSO

RÜSCH

	ART.	DESCRIZIONE	QTÀ
	12 19 11	tappo per la doccia per TracFlex Plus	4
	12 19 12	tappo anti-tosse per TracFlex Plus	4
	12 19 13	tappo di chiusura per TracFlex Plus	4
	12 19 15 ***	mandrino per l'inserimento per TracFlex Plus	1

*** Al momento dell'ordine, indicare anche la dimensione della cannula

TRACFLEX PLUS COMPONENTI DEL SET

- cannula tracheostomica TracFlex con o senza cuffia a bassa pressione e tappo di chiusura del palloncino spia
- 2 controcannule flessibili con dispositivo di arresto provvisto di codice colore, a partire dalla misura 6
- mandrino per l'inserimento (otturatore)
- fascia di fissaggio
- tappo per la doccia
- tappo anti-tosse
- gel lubrificante idrosolubile, confezione da 3 g
- card per il paziente
- tappo di chiusura (opzionale)

TRACFLEX PLUS PDT COMPONENTI DEL SET

- cannula tracheostomica armata con cuffia a bassa pressione
- flangia di fissaggio mobile, con meccanismo di bloccaggio semplice e sicuro
- fascia di fissaggio
- dilatatore di introduzione
- sterile
- monouso

DISTRIBUITO DA:

TELEFLEX, IRLANDA (QUARTIER GENERALE) · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business Park · Dublin Road · Athlone · Co Westmeath

Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com

ITALIA Tel. +39 (0) 362 589 11 · info.it@teleflex.com

WWW.TELEFLEX.COM

94 05 58 - 00 00 04 · REV C · 01 14 01 · Dati aggiornati al momento della stampa. Soggetti a modifiche tecniche senza ulteriore preavviso.

teleflex