

T-Bag


Medizinprodukt zur Sauerstoffapplikation, mit dem postoperativ die FiO_2 -Konzentrationen gesteigert werden kann.

- ▶ Einmalgebrauch
- ▶ Leichtgewichtig
- ▶ Latexfrei
- ▶ Verlässliche FiO_2 -Konzentrationen von 70% bei 6 l/min und 50% bei 3 l/min
- ▶ Nimmt etwa 300 ml O_2 in seinem Reservoir auf
- ▶ Keine signifikante Rückatmung
- ▶ Bestätigung der Atmung durch Bewegung des T-Bag Reservoirs
- ▶ Erhältlich in Verpackungseinheiten von 100 Stück





**T-BAG - MEDIZINPRODUKT ZUR
SAUERSTOFFAPPLIKATION**

	ART. NR.	VE
	105230-000010	100

Vertrieb durch:

DEUTSCHLAND

Tel. +49 (0)7151 406 0 · info.de@teleflex.com

Österreich

Tel. +43 (0)1 402 47 72 · rueschaustria@teleflex.com

Schweiz

Tel. +41 (0)31 818 40 90 · info.ch@teleflex.com

TELEFLEX HEADQUARTERS INTERNATIONAL, IRLAND
Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology
Park, Dublin Road, Athlone, Co. Westmeath, Irland
Phone +353 (0)9 06 46 08 00 Fax +353 (0)14 37 07 73
orders.intl@teleflex.com



Hersteller:

GMMI SDN BHD
No. 12, Persiaran Industri Rapat 2,
Perindustrian Ringan Sri Rapat,
31350 Ipoh, Perak, Malaysia



**Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung
auf dieser Webseite aufmerksam durch:
www.LMACO.com**

Teleflex www.teleflex.com LMA www.lmaco.com

Copyright © 2015 Teleflex Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. LMA, LMA Better by Design
sind Marken oder eingetragene Marken von Teleflex Incorporated oder dessen Tochterunternehmen.

94 05 98 – 00 00 00 · REV A · LMA / SF · 08 15 02



Aktuellste klinische
Literatur für den
T-Bag zur
Sauerstoffanreicherung

www.lmaco.com/evidence



Aktuellste digitale
Fallberichte,
Lehrvideos und
Empfehlungen
von Ärzten

[www.youtube.com/
LaryngealMaskAirway](http://www.youtube.com/LaryngealMaskAirway)



Für die aktuellen
Neuigkeiten von LMA

[www.facebook.com/
LMAInternational](http://www.facebook.com/LMAInternational)



Produktinformationen
und Zugang zu den
Gebrauchsanweisungen
der Produkte

www.lmaco.com



Informationen zu
anderen Produkten
im Produktportfolio
von Teleflex

www.teleflex.com

