



## T-Bag


Un dispositivo potenciador de oxígeno diseñado para aumentar las concentraciones de  $FiO_2$  con posterioridad a la cirugía.

- ▶ Un solo uso
- ▶ Ligero
- ▶ Sin látex
- ▶ Concentraciones fiables de  $FiO_2$  de 70% a 6 l/min y de 50% a 3 l/min
- ▶ Contiene aproximadamente 300 ml  $O_2$  en su depósito
- ▶ Sin reanimación importante
- ▶ Confirmación de respiración mediante el movimiento de la T-Bag
- ▶ Disponible en cajas de 100 unidades






### DISPOSITIVO POTENCIADOR DE OXÍGENO T-BAG

	REF.	CANT.
	105230-000010	100

Distribuido por:



#### OFICINAS CENTRALES DE TELEFLEX INTERNATIONAL, IRLANDA

Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park, Dublin Road, Athlone, Co. Westmeath, Irlanda

Teléfono +353 (0)9 06 46 08 00 Fax +353 (0)14 37 07 73  
orders.intl@teleflex.com



Fabricado por:

GMMI SDN BHD

No. 12, Persiaran Industri Rapat 2,  
Perindustrian Ringan Sri Rapat,  
31350 Ipoh, Perak, Malasia



Consulte las instrucciones  
de uso en esta página web:  
[www.LMACO.com](http://www.LMACO.com)

Teleflex [www.teleflex.com](http://www.teleflex.com) LMA [www.lmaco.com](http://www.lmaco.com)

Copyright © 2015 Teleflex Incorporated. Todos los derechos reservados. LMA, LMA Better by Design son marcas registradas o marcas de la empresa Teleflex Incorporated o sus afiliadas.

94 05 98 - 00 00 03 - REV A - LMA / SF - 10 15 01



### Evidencia clínica



Para obtener más información sobre las últimas evidencias clínicas del Dispositivo potenciador de oxígeno T-Bag

[www.lmaco.com/evidence](http://www.lmaco.com/evidence)



Para obtener los últimos informes digitales, vídeos educativos y testimonios clínicos

[www.youtube.com/LaryngealMaskAirway](http://www.youtube.com/LaryngealMaskAirway)



Para obtener las últimas noticias de LMA

[www.facebook.com/LMAInternational](http://www.facebook.com/LMAInternational)

**LMA™**  
Better by Design



Para obtener información del producto y acceso a las instrucciones de uso del producto

[www.lmaco.com](http://www.lmaco.com)

**Teleflex**



Para obtener más información sobre otros productos de Teleflex

[www.teleflex.com](http://www.teleflex.com)

**Teleflex**