



## T-Bag


Dispositif d'amélioration de l'oxygénation conçu pour augmenter les concentrations de la  $FiO_2$  en postopératoire.

- ▶ Usage unique
- ▶ Léger
- ▶ Sans latex
- ▶ Concentrations fiables de la  $FiO_2$  de 70 % à 6 l/min et de 50 % à 3 l/min
- ▶ Contient environ 300 ml d' $O_2$  dans son réservoir
- ▶ Pas de réinhalation significative
- ▶ Confirmation de la respiration grâce au mouvement du T-Bag
- ▶ Boîte de 100 unités






### T-BAG – DISPOSITIF D'AMÉLIORATION DE L'OXYGÉNATION

	RÉF.	QTÉ
	105230-000010	100

Document à destination des professionnels de santé. Veuillez vous référer très attentivement à la notice d'utilisation pour les recommandations. Vérifier l'intégrité de l'emballage du dispositif médical avant usage. Dispositif médical de classe IIb.  
Organisme notifié : MEDCERT GmbH - CE0482

Distribué par :



TELEFLEX HEADQUARTERS INTERNATIONAL, IRLANDE  
Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business and Technology Park,  
Dublin Road, Athlone, Co. Westmeath, Irlande  
Téléphone +353 (0)9 06 46 08 00 Fax +353 (0)14 37 07 73  
orders.intl@teleflex.com



Fabriqué par :  
GMMI SDN BHD  
No. 12, Persiaran Industri Rapat 2,  
Perindustrian Ringan Sri Rapat,  
31350 Ipoh, Perak, Malaisie



Consultez le mode d'emploi sur ce site Web :  
[www.LMACO.com](http://www.LMACO.com)

Teleflex [www.teleflex.com](http://www.teleflex.com) LMA [www.lmaco.com](http://www.lmaco.com)

Copyright © 2015 Teleflex Incorporated. Tous droits réservés. LMA, LMA Better by Design sont des marques commerciales ou des marques déposées de Teleflex Incorporated ou de ses filiales.

94 05 98 – 00 00 02 – REV A · LMA / PDF · 09 15 01



### Preuve clinique



Pour consulter les preuves cliniques les plus récentes sur le dispositif d'amélioration de l'oxygénation T-Bag

[www.lmaco.com/evidence](http://www.lmaco.com/evidence)



Pour voir les études de cas numériques, les vidéos éducatives et les témoignages de cliniciens les plus récents

[www.youtube.com/LaryngealMaskAirway](http://www.youtube.com/LaryngealMaskAirway)



Pour les dernières actualités de LMA

[www.facebook.com/LMAInternational](http://www.facebook.com/LMAInternational)



Pour consulter les informations sur les produits et accéder aux modes d'emploi

[www.lmaco.com](http://www.lmaco.com)



Pour des informations sur les autres produits du portefeuille de produits Teleflex

[www.teleflex.com](http://www.teleflex.com)