

EZ-Connect-Anschlussleitung



Sternum-Positionierungshilfe



Manuelle IO-Nadel



Arrow
EZ-IO T.A.L.O.N.
Nadelset

Wenn ein schneller Zugang benötigt wird

Bei schwierigen Gefäßzugängen bei Notfällen, großer Dringlichkeit oder wenn es medizinisch notwendig ist, brauchen Sie eine sichere und effektive Lösung für einen sofortigen Gefäßzugang.

Das EZ-IO T.A.L.O.N. (Tactically **A**dvanced **L**ife-saving **I**O **N**eedle; taktisch fortschrittliches lebensrettendes IO-Nadel-System) von Teleflex ist für einen schnellen und effektiven¹ Eintritt in den Markraum konzipiert und schafft so eine

Verbindungsleitung zum zentralen Kreislaufsystem bei erwachsenen Patienten, wenn im Notfall eine schnelle Gabe von Flüssigkeit oder Medikamenten zur Reanimation erforderlich ist.

Das EZ-IO T.A.L.O.N. System ist für die Anwendung an 7 verschiedenen Punktionsstellen indiziert: am Sternum sowie jeweils bilateral an proximalem Humerus, proximaler Tibia und distaler Tibia.

Vorteile



Mediziner
Schneller und effektiver¹
Eintritt in den Knochen




Armee
Keine zusätzliche Ausrüstung, keine Vielzahl an Nadeln und keine Spezialwerkzeuge zum Entfernen erforderlich



Patient
Flüssigkeiten und Medikamente für die Reanimation von Verletzten^{1,2,3} werden schnell und sorgfältig^{1,2,3} abgegeben

Taktischer Vorteil dank
7 verschiedener
Platzierungsmöglichkeiten



EZ-IO T.A.L.O.N. Daten und Informationen zum manuellen IO-Nadelset

Steril | Latexfrei | Edelstahl 304 | Nicht pyrogen | 4 Jahre Lagerfähigkeit

EZ-IO T.A.L.O.N. Nadelset NSN# 6515-01-626-6395

| ART. NR. | BESCHREIBUNG | GRÖSSE | VE |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------|----|
| 9081-VC-006* | Manuelle IO-Nadel | 15 G (1,8 mm) × 38,5 mm lang | 6 |
| | Sternum-Positionierungshilfe*** | 16 G (1,65 mm) × 23,6 mm lang | |

EZ-Stabilizer (Zusätzliches Zubehör)

| ART. NR. | BESCHREIBUNG | GRÖSSE | VE |
|-------------|--------------------------|--|----|
| 9066-VC-005 | EZ-Stabilizer-Pflaster** | 14,6 cm × 13,3 cm × 3,2 cm (5,75" × 5,25" × 1,25") | 5 |

* Jedes Nadelset enthält eine manuelle IO-Nadel, eine Sternum-Positionierungshilfe, eine EZ-Connect-Anschlussleitung, eine Kurzanleitung, einen NeedleVISE 1-Port-Halter und ein Patientenarmband.

** Das EZ-Stabilizer-Pflaster wird einzeln verkauft und ist nicht im Lieferumfang des EZ-IO T.A.L.O.N.-Nadelsets enthalten.

*** Die Sternum-Positionierungshilfe darf an folgenden Stellen nicht verwendet werden: proximaler Humerus, proximale und distale Tibia.

Literatur:

1. Philbeck TE, Puga T, Montez DF, Miller LJ, Saussy J, Davlantes C. Sternal Flow Rates and Insertion Success Using a Multisite Intraosseous Device. *Annals of Emergency Medicine* 2015;66(4S):S48
2. Lewis P, Wright C. Saving the critically injured trauma patient: a retrospective analysis of 1000 uses of intraosseous access. *Emerg Med J* 2014;31(9):784. doi:10.1136/emermed-2014-203588
3. Paxton JH, Knuth TE, Klausner HA. Proximal humerus intraosseous infusion: a preferred emergency venous access. *J Trauma* 2009; 67: 606-11.

Bitte beachten Sie vor dem Gebrauch dieses Produkts die im Lieferumfang enthaltene Gebrauchsanweisung.

NeedleVISE ist ein Produkt von Atrion Medical Products Inc. Teleflex, das Teleflex Logo, EZ-IO T.A.L.O.N., EZ-IO, EZ-Connect und EZ-Stabilizer sind Marken oder eingetragene Warenzeichen von Teleflex Incorporated oder dessen Tochterunternehmen, die in den USA und/oder anderen Ländern registriert sind. Die Informationen in diesem Dokument ersetzen nicht die Gebrauchsanweisung für das Produkt. Die Produkte in diesem Katalog sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertreter. Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Drucklegung (05/2017). ©2017 Teleflex Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. 94 07 87 - 00 00 00 · MC/SF · REV A · 05 17 01

Teleflex

Vertrieb durch: Teleflex Headquarters International, Irland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business & Technology Park
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com
Deutschland Tel. +49 (0)7151 406 0 · info.de@teleflex.com
Österreich Tel. +43 (0)1 402 47 72 · rueschaustria@teleflex.com
Schweiz Tel. +41 (0)31 818 40 90 · info.ch@teleflex.com
www.teleflex.com