

Prolongateur EZ-Connect



Repère sternal



Aiguille IO manuelle



Arrow EZ-IO T.A.L.O.N. Jeu d'aiguilles

Lorsqu'un accès rapide est nécessaire

Face aux problèmes posés par les accès vasculaires difficiles en situation de réanimation, d'urgence ou en cas de nécessité médicale, vous devriez disposer d'une solution sûre et efficace pour obtenir un accès vasculaire immédiat.

EZ-IO T.A.L.O.N. Le système T.A.L.O.N. (Tactically Advanced Life-saving IO Needle) de Teleflex est conçu pour permettre

un accès rapide et efficace¹ à la cavité médullaire osseuse, créant un passage vers la circulation centrale pour les patients adultes lorsqu'une réanimation liquidienne ou pharmacologique rapide est requise dans les situations d'urgence.

EZ-IO T.A.L.O.N. Ce système peut être utilisé sur 7 sites : au niveau du sternum, des deux côtés : de l'humérus proximal, du tibia proximal et du tibia distal.

Avantages



Le médecin

Permet un accès rapide et efficace¹ à l'intérieur de l'os



L'armée


Aucun besoin de matériel supplémentaire, de plusieurs aiguilles ou d'outils de retrait spécifiques



Le patient

Administre des solutés et des médicaments rapidement et précisément^{1,2,3} pour la réanimation des blessés^{1,2,3}

Avantage tactique pour 7 sites



EZ-IO T.A.L.O.N. Informations sur le jeu d'aiguilles IO manuelles individuelles

Stérile | Sans latex | Acier inoxydable 304 | Apyrogène | Durée de vie de 4 ans

EZ-IO T.A.L.O.N. Jeu d'aiguilles NSN# 6515-01-626-6395

RÉF.	DESCRIPTION	TAILLE	QTÉ
9081-VC-006*	Aiguille IO manuelle	15 G (1,8 mm) × 38,5 mm de long	6
	Repère sternal***	16 G (1,65 mm) × 23,6 mm de long	

EZ-Stabilizer (Accessoire supplémentaire)

RÉF.	DESCRIPTION	TAILLE	QTÉ
9066-VC-005	Dispositif de fixation EZ-Stabilizer**	5,75" × 5,25" × 1,25" (14,6 cm × 13,3 cm × 3,2 cm)	5

* Chaque jeu d'aiguilles comprend une aiguille IO manuelle, un repère sternal, un prolongateur EZ-Connect, une carte de référence rapide, un dispositif NeedleWISE 1-Port pour objets tranchants et un protège-poignet.

** Le dispositif de fixation EZ-Stabilizer est vendu séparément et n'est pas fourni avec le jeu d'aiguilles EZ-IO T.A.L.O.N.

*** Le repère sternal ne doit pas être utilisé sur les sites suivants : humérus proximal, tibia proximal et tibia distal.

Références :

1. Philbeck TE, Puga T, Montez DF, Miller LJ, Saussy J, Davlantes C. Sternal Flow Rates and Insertion Success Using a Multisite Intraosseous Device. *Annals of Emergency Medicine* 2015;66(4S):S48

2. Lewis P, Wright C. Saving the critically injured trauma patient: a retrospective analysis of 1000 uses of intraosseous access. *Emerg Med J* 2014;31(9):784. doi:10.1136 emermed-2014-203588

3. Paxton JH, Knuth TE, Klausner HA. Proximal humerus intraosseous infusion: a preferred emergency venous access. *J Trauma* 2009; 67: 606-11.

Ce document est à destination des professionnels de santé. Veuillez vous référer très attentivement à la notice d'utilisation pour les recommandations. Vérifier l'intégrité de l'emballage du dispositif médical avant usage. Dispositifs Médicaux de classe IIa. Organisme notifié : BSI – CE 0086. Fabricant: Vidacare Corporation Texas USA.

NeedleWISE est un produit d'Atrion Medical Products Inc. Teleflex, le logo Teleflex, EZ-IO T.A.L.O.N., EZ-IO, EZ-Connect et EZ-Stabilizer sont des marques commerciales ou des marques déposées de Teleflex Incorporated ou de ses filiales immatriculées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations contenues dans ce document ne se substituent en aucun cas au mode d'emploi du produit. Les produits dans le catalogue peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Veuillez contacter votre représentant local. Toutes les données sont à jour au moment de l'impression (07/2017).

© 2017 Teleflex Incorporated. Tous droits réservés. 94 07 87 - 00 00 02 - MC/PDF - REV A - 07 17 PDF

Teleflex

Distribué par :
Siège social international de Teleflex, Irlande · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business & Technology Park
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tél. +353 (0)19 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.int@teleflex.com
Royaume-Uni · Tél. +44 (0)14 94 53 27 61 · info.uk@teleflex.com
Afrique du Sud · Tél. +27 (0)11 807 4887 · assist.africa@teleflex.com