



Arrow Midline

Einfacher und sicherer peripherer Venenzugang

Teleflex hat das Ziel, immer einen Schritt voraus zu sein. Unsere Produkte werden für Kunden im Gesundheitswesen entwickelt, hergestellt und geliefert. Unsere Mission besteht darin, Präzision in jedem Detail anzustreben und dadurch Patienten und Klinikpersonal Sicherheit in Verbindung mit Komfort zu bieten.

Risiken vermeiden

Das Arrow Midline-Set wurde mit dem gleichen Fokus auf Sicherheit entwickelt, welcher auch unsere ZVK-Sets branchenführend machte, und bietet Ihnen ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Komponenten.

Einfachheit in der Anwendung für maximale Qualität

Deshalb ist Teleflex stolz, das neu entwickelte Basisset mit dem Arrow Midline anbieten zu können. Alle Komponenten des Sets sind von höchster Qualität.

Die neue Arrow GlideThru abziehbare Schleuse ist mit einer neuen Drehverriegelung und dem ebenso neuen Hub-Design ausgestattet, was einen glatten Übergang von Dilatator auf Schaft unterstützt und so die Notwendigkeit eines Hauteinschnitts verringert.

Der SharpsAway II Entsorgungsbehälter mit Sperrfunktion schützt den Bediener vor Verletzungen durch Nadelstiche.

Dies ist nur ein Beispiel dafür, welche große Aufmerksamkeit Teleflex in die Entwicklung seiner Sets steckt, um Anwendern das Leben zu erleichtern.



Vorteile



Der Kliniker

Die IV-Therapielösung kann für größere periphere Gefäße angewendet werden.




Ihre Einrichtung

Die Therapie nimmt nicht mehr als 1-4 Wochen in Anspruch.



Der Patient

Die Anwendung kann dazu beitragen, die Notwendigkeit mehrfacher Nadeleinstiche beim Patienten zu reduzieren.



Inhalt des Sets

- ① Nitinol-Führungsdraht 0,018" x 45 cm
atraumatisch und knickstabil
- ② GlideThru abziehbare Schleuse
glatter Übergang von Dilatator auf Schaft
- ③ Echogene Seldinger Kanüle, 7 cm
verbesserte Sichtbarkeit für ultraschallgesteuerte
Insertion
- ④ Nadelfreie Konnektoren
reduzieren das Kontaminationsrisiko und
den Blutreflux
- ⑤ SharpsAway II Entsorgungsbehälter
mit Sperrfunktion
schützt den Anwender vor Verletzungen
durch Nadelstiche
- ⑥ Spritze, 10ml
- ⑦ Sicherheitsskalpell #11
- ⑧ Arrow Midline Katheter
- ⑨ Nahtfreies Fixierungsinstrument
bietet atraumatische und stabile Fixierung
- ⑩ Katheter-Trimmer
- ⑪ Tourniquet & Maßband

Bestellinformationen

ARROW

ART. NR.	ANZAHL LUMEN	AUSSENDURCHMESSER	INNENDURCHMESSER	DURCHFLUSSRATE*	LÄNGE	VE
EU-02031-ML	1	3 Fr	20 G	300 ml/Std	20 cm	5
EU-02041-ML	1	4 Fr	18 G	1690 ml/Std	20 cm	5
EU-02051-ML	1	5 Fr	18 G	3060 ml/Std	20 cm	5

* Schwerkraft-Durchflussrate



teleflex.com

Literatur:

- Grip-Lok ist ein eingetragenes Warenzeichen von Zefon International, Inc.
- Trerotola, S., Stravropoulos, S., Mondeschein, J., Patel, A., Fishman, N., Fuchs, B., Kolansky, D., Kasner, S., Pryor, J., Chittams, J.
- "Triple-Lumen Peripherally Inserted Central Catheter in Patients in the Critical Care Unit: Prospective Evaluation." Radiology, 2010; 256 (1.2).
- Die MicroCLAVE neutralen Ersatzkonnektoren stellen ein exklusives, geschütztes und von ICU Medical hergestelltes Produkt dar

Teleflex, das Teleflex Logo, Arrow Arrow GlideThru und SharpsAway II sind Marken oder eingetragene Marken von Teleflex Incorporated oder dessen Tochterunternehmen, die in den USA und/oder anderen Ländern registriert sind. Die Informationen in diesem Dokument ersetzen nicht die Gebrauchsanweisung für das Produkt. Die Produkte in diesem Katalog sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte kontaktieren Sie ihren lokalen Vertreter. Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Drucklegung (03/2017). Technische Änderungen ohne vorherige Bekanntgabe vorbehalten. © 2017 Teleflex Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. 94 11 36 - 00 00 00 - REV B - 03 17 PDF

Teleflex

Vertrieb durch: Teleflex Headquarters International, Irland · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business & Technology Park
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com
Deutschland Tel. +49 (0)7151 406 0 · info.de@teleflex.com
Österreich Tel. +43 (0)1 402 47 72 · rueschaustria@teleflex.com
Schweiz Tel. +41 (0)31 818 40 90 · info.ch@teleflex.com
www.teleflex.com