



## Arrow Midline

Accesso venoso periferico semplice e sicuro

L'obiettivo di Teleflex è essere sempre un passo avanti. I nostri prodotti sono progettati, prodotti e distribuiti per i clienti del settore sanitario. L'impegno nei confronti della precisione nei dettagli per garantire la sicurezza unitamente al comfort sia per il paziente sia per il caregiver è la nostra missione.

### Evitate i rischi

Ispirato dallo stesso interesse per la sicurezza che ha reso i nostri kit di cateteri venosi centrali prodotti leader del settore, il kit Arrow Midline vi offre una gamma completa di componenti di alta qualità.

### Semplicità di utilizzo per la massima qualità

Teleflex è lieta di presentare il Kit base di nuova concezione con incluso Arrow Midline. Il kit contiene soltanto componenti

di alta qualità. Il nuovo micro-introdotto peel-away ArrowGlideThru, con la nuova connessione twist lock e il nuovo design dell'impugnatura, agevola una transizione attraverso il sito di inserzione, riducendo la necessità di incisione della cute.

Il dispositivo di sicurezza Sharpsaway II per lo smaltimento degli aghi protegge l'operatore dalle ferite accidentali.

Questi sono solo esempi dell'attenzione che Teleflex mette nella progettazione dei propri kit per semplificare il lavoro dei professionisti.



Vantaggi




**Il medico**  
la terapia infusione può essere tollerata da un vaso periferico grande



**L'ospedale**  
la terapia è protratta nel tempo e comunque non dura per più di 1-4 settimane



**Il paziente**  
aiuta a proteggere il paziente da diverse punture



## Contenuto del set

- ① **Filo guida spiralato in nitinol 0,018" x 45 cm** atraumatico e resistente al kinking
- ② **Micro-introduttore peel-away GlideThru** inserimento senza incisione della cute
- ③ **Ago introduttore ecogenico, 7 cm** maggiore visibilità per l'inserimento ecoguidato
- ④ **Connettori needle-free** riducono il rischio di contaminazione e di riflusso del sangue
- ⑤ **Dispositivo di sicurezza Sharpsaway II per lo smaltimento degli aghi** protegge l'operatore dalle ferite accidentali
- ⑥ **Siringa 10 ml**
- ⑦ **Bisturi con lama retraibile #11**
- ⑧ **Catetere Arrow Midline**
- ⑨ **Dispositivo di fissaggio Sutureless** offre un fissaggio atraumatico e stabile
- ⑩ **Trimmer a ghigliottina per il catetere**
- ⑪ **Laccio emostatico e metro a nastro**

## Informazioni per l'ordine

ARROW

ART.	N° DI LUMI	DIAMETRO ESTERNO	DIAMETRO INTERNO	PORTATA*	LUNGHEZZA	QTÀ
EU-02031-ML	1	3 Fr.	20 G	300 ml/hr	20 cm	5
EU-02041-ML	1	4 Fr.	18 G	1690 ml/hr	20 cm	5
EU-02051-ML	1	5 Fr.	18 G	3060 ml/hr	20 cm	5

\*Portata per gravità



teleflex.com

### Bibliografia:

- Grip-Lok è un marchio commerciale di Zefon International, Inc.
- Trerotola S., Stravropoulos S., Mondeschein J., Patel A., Fishman N., Fuchs B., Kolansky D., Kasner S., Pryor J., Chittams J.
- "Triple-Lumen Peripherally Inserted Central Catheter in Patients in the Critical Care Unit: Prospective Evaluation." Radiology, 2010; 256 (1.2).
- MicroCLAVE Neutral Displacement Connectors is an exclusive proprietary product manufactured by ICU Medical

Teleflex, il logo Teleflex e Arrow sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Teleflex Incorporated o sue consociate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Le informazioni contenute in questo documento non sostituiscono le Istruzioni per l'uso del prodotto. I prodotti in questi cataloghi potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. Per ulteriori informazioni contattare il rappresentante locale. Tutti i dati al momento della stampa (04/2017). Soggetti a modifiche tecniche senza ulteriore avviso. © 2017 Teleflex Incorporated. Tutti i diritti riservati.  
94 11 36 - 00 00 04 - REV B - 04 17 PDF

**Teleflex**

Distribuito da:  
Sede principale Teleflex International, Irlanda · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business Park · Dublin Road · Athlone · Co Westmeath  
Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com  
Italia Tel. +39 (0) 362 589 11 · info.it@teleflex.com  
www.teleflex.com