



## ARROW ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΑ ΘΗΚΑΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Άλλη μία αποτελεσματική επιλογή

### ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

- στελεχος από πολουρεθάνη εξαιρετικά ανθεκτικό στις στρεβλώσεις
- μειωμένη στρέβλωση στο περιστόμιο χάρη στο ειδικό ενισχυμένο για την πίεση μανίκι του περιστομίου
- λιγότερες πιθανότητες αποκόλλησης εξαιτίας του ειδικού σχεδιασμού
- προστασία από μόλυνση του αίματος με τη σύριγγα Raulerson
- υδρόφιλη επίστρωση στο περιφερικό τμήμα του θηκαριού που βελτιώνει την τοποθέτηση

Μέσω της επωνυμίας ARROW, η Teleflex παρέχει μια τεράστια γκάμα προϊόντων high-end για αγγειακή προσπέλαση. Χάρη στην εντυπωσιακή τους κατασκευή, οι εισαγωγείς θηκαριού που παρέχονται εδώ μειώνουν τις πιθανότητες επιπλοκών στις εφαρμογές αρτηριακής και φλεβικής προσπέλασης. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικοί στις στρεβλώσεις χάρη στη χρήση του μίγματος πολουρεθάνης και στο ενισχυμένο για την πίεση μανίκι του περιστομίου. Παρατηρούνται λιγότερες περιπτώσεις αποκόλλησης ή σκέβρωσης χάρη στο παχύτερο άκρο και στο σκληρό τοίχωμα. Είναι εύχρηστοι και παρέχουν πρόσθετη προστασία από τυχόν μολύνσεις του αίματος με την αποκλειστική σύριγγα Raulerson, η οποία διασφαλίζει μια ασφαλή απόδοση καθόλη τη διαδικασία.

Επίσης, η μεγάλη γκάμα των σετ θηκαριών αλλά και των μεμονωμένων θηκαριών εγγυάται ευελιξία επιλογών για πολλές εφαρμογές αγγειακής προσπέλασης.



\* Αρ. διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ 4.813.938, 5.045.065 και 5.913.814  
πρόσθετα διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας.  
Αρ. προηγμένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 6.477.402 και 5.484.419.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ

### “CW” ΣΕΤ PSI

ARROW

ΚΩΔ.	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΣΤΟΜΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
CW-08403*	4 Fr.	7,5 cm	ροζ	10
CW-08503*	5 Fr.	7,5 cm	γκρι	10
CW-08503-A	5 Fr.	11 cm	γκρι	10
CW-08603	6 Fr.	11 cm	πράσινο	10
CW-08703	7 Fr.	11 cm	πορτοκαλί	10
CW-08803	8 Fr.	11 cm	μπλε	10
CW-08903	9 Fr.	11 cm	μαύρο	10

### “CP” ΣΕΤ PSI

ARROW

ΚΩΔ.	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΣΤΟΜΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
CP-08403*	4 Fr.	7,5 cm	ροζ	10
CP-08503*	5 Fr.	7,5 cm	γκρι	10
CP-08503-A	5 Fr.	11 cm	γκρι	10
CP-08603-P*	6 Fr.	7,5 cm	πράσινο	10
CP-08603	6 Fr.	11 cm	πράσινο	10
CP-08703	7 Fr.	11 cm	πορτοκαλί	10
CP-08803	8 Fr.	11 cm	μπλε	10
CP-08903	9 Fr.	11cm	μαύρο	10

### “CL” ΣΕΤ PSI

ARROW

ΚΩΔ.	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΣΤΟΜΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
CL-08403*	4 Fr.	7,5 cm	ροζ	10
CL-08403-A	4 Fr.	11 cm	ροζ	10
CL-08503*	5 Fr.	7,5 cm	γκρι	10
CL-08503-A	5 Fr.	11 cm	γκρι	10
CL-08603	6 Fr.	11 cm	πράσινο	10
CL-08703	7 Fr.	11 cm	πορτοκαλί	10
CL-08803	8 Fr.	11 cm	μπλε	10
CL-08903	9 Fr.	11 cm	μαύρο	10

### “GR” ΣΕΤ PSI

ARROW

ΚΩΔ.	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΣΤΟΜΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
GR-08403-A	4 Fr.	11 cm	ροζ	10
GR-08503-A	5 Fr.	11 cm	γκρι	10
GR-08603	6 Fr.	11 cm	πράσινο	10
GR-08703	7 Fr.	11 cm	πορτοκαλί	10

Προσοχή: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ περιορίζει την πώληση της συσκευής αυτής μόνον από ιατρούς ή κατόπιν εντολής ιατρού.

#### ΚΑΘΕ ΣΕΤ “CW” ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

- 1 – Θηκάρι από ακτινοσκοπική πολυουρεθάνη της Arrow με αναπόσπαστη πλευρική θύρα / Αιμοστατική βαλβίδα και συνδεδεμένη τρίοδη στρόφιγγα
- 1 – Σύριγγα Raulerson της Arrow
- 1 – Διαστολέας αγγείου με δυνατότητα ασφάλισης
- 1 – Συρμάτινος οδηγός μήκους 17 3/4" (45 cm) διπλής χρήσης (ευθύ μαλακό άκρο στη μία πλευρά και άκρο “J” στην άλλη πλευρά) με Arrow Advancer™. Το παιδιατρικό σετ (\*) έχει συρμάτινο οδηγό διαμέτρου 0,021" και όλα τα άλλα έχουν συρμάτινο οδηγό διαμέτρου 0,035"
- 1 – Βελόνα 18 Ga. x 6.35cm (2 1/2") T.W.

#### ΚΑΘΕ ΣΕΤ “CP” ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

- 1 – Θηκάρι από ακτινοσκοπική πολυουρεθάνη της Arrow με αναπόσπαστη πλευρική θύρα / Αιμοστατική βαλβίδα και συνδεδεμένη τρίοδη στρόφιγγα
- 1 – Διαστολέας αγγείου με δυνατότητα ασφάλισης
- 1 – Συρμάτινος οδηγός μήκους 17 3/4" (45 cm) διπλής χρήσης (ευθύ μαλακό άκρο στη μία πλευρά και άκρο “J” στην άλλη πλευρά). Το παιδιατρικό σετ (\*) έχει συρμάτινο οδηγό διαμέτρου 0,021" και όλα τα άλλα έχουν συρμάτινο οδηγό διαμέτρου 0,035"

#### ΚΑΘΕ ΣΕΤ “CL” ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

- 1 – Θηκάρι από ακτινοσκοπική πολυουρεθάνη της Arrow με αναπόσπαστη πλευρική θύρα / Αιμοστατική βαλβίδα και συνδεδεμένη τρίοδη στρόφιγγα
- 1 – Διαστολέας αγγείου με δυνατότητα ασφάλισης

#### ΚΑΘΕ ΣΕΤ “GR” ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

- 1 – Θηκάρι από ακτινοσκοπική πολυουρεθάνη της Arrow με αναπόσπαστη πλευρική θύρα / Αιμοστατική βαλβίδα και συνδεδεμένη τρίοδη στρόφιγγα
- 1 – Διαστολέας αγγείου με δυνατότητα ασφάλισης
- 1 – Συρμάτινος οδηγός μήκους 17 3/4" (45 cm) διπλής χρήσης (ευθύ μαλακό άκρο στη μία πλευρά και άκρο “J” στην άλλη πλευρά) με Arrow Advancer™. Το παιδιατρικό σετ (\*) έχει συρμάτινο οδηγό διαμέτρου 0,021" και όλα τα άλλα έχουν συρμάτινο οδηγό διαμέτρου 0,035"
- 1 – Βελόνα 18 Ga. x 6.35 cm (2 1/2") T.W.

#### ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ (11 CM) ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

- Θηκάρι ωφέλιμου μήκους 11 cm (4 3/8")
- Διαστολέας που δέχεται συρμάτινους οδηγούς 0,035" έως 0,038"
- Θηκάρι με υδρόφιλη επίστρωση σε 1" του άκρου
- Διαστολέας που εκτίθεται κατά 5cm όταν έχει ασφαλίσει μέσα στο θηκάρι

#### ΤΑ ΚΟΝΤΑ (7,5 CM) ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

- Θηκάρι ωφέλιμου μήκους 7,5 cm (2 15/16")
- Διαστολέας που δέχεται συρμάτινους οδηγούς 0,021" έως 0,025"
- Θηκάρι με υδρόφιλη επίστρωση σε 1" του άκρου
- Διαστολέας που εκτίθεται κατά 3cm όταν έχει ασφαλίσει μέσα στο θηκάρι

#### ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΑΠΟ:

TELEFLEX MEDICAL HEADQUARTER EMEA, IRELAND · IDA Business & Technology Park · Athlone · Co Westmeath

Τηλ. +353 (0)19 06 46 08 00 · Φαξ +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com

ΕΛΛΑΔΑ Τηλ. +30 210 67 77 717 · info.gr@teleflex.com

WWW.TELEFLEX.COM

94 10 44 - 00 00 EL · REV A · 09 12 01 · Όλα τα δεδομένα είναι έγκυρα κατά το χρόνο εκτύπωσης. Υπόκειται σε τεχνικές αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Teleflex