



ARROW DRUCKSTABILER PICC IM ERGOPACK™ SYSTEM

Umfassend und einfach anzuwenden

AUF EINEN BLICK

Das ARROW Set für ergonomische maximale Vorsichtsmaßnahmen zur Schaffung einer Keimbarriere ist unser umfassendstes System. Es enthält alle erforderlichen Zubehörartikel zur:

- Herstellung eines Gefäßzugangs
- Einhaltung von Vorgaben als Beitrag zur Verringerung von Risiken – Resultat des ergonomischen und umfassenden Designs
- Berücksichtigung der neuesten Empfehlungen der Centers for Disease Control and Prevention (CDC), der Occupational Safety & Health Administration (OSHA), des Institute for Healthcare Improvement (IHI) und des National Healthcare Safety Network (NHSN)

Teleflex hat es sich zum Ziel gesetzt, immer einen Schritt voraus zu sein. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben unsere Produkte für Kunden im Gesundheitswesen. Wir streben nach Präzision bis ins kleinste Detail um so für mehr Sicherheit gekoppelt mit maximalem Komfort sowohl für die Patienten als auch für das medizinische Personal zu sorgen.

Im Sinne einer besseren Ergonomie bei der Patientenversorgung und zur einfacheren Berücksichtigung der neuesten Empfehlungen und Sicherheitsmaßnahmen der CDC, IHI, JCAHO, NHSN, OSHA und INS zur Infektionsprophylaxe haben wir das ARROW PICC-Kit im ErgoPack-System zusammengestellt.

BEWÄHRTER SCHUTZ DANK VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR SCHAFFUNG EINER MAXIMALEN KEIMBARRIERE

Das Institute for Healthcare Improvement stellte fest: „... zwei Studien über zentrale Zugänge ergaben, dass Vorsichtsmaßnahmen zur Schaffung einer maximalen Keimbarriere die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung einer Blutbahninfektion erheblich verringern. Mermel et al. zeigten, dass das Odds-Ratio von Infektionen ohne maximale-Barriere-Vorsichtsmaßnahmen 2,2 Mal höher war, während Raad et al. eine 6,3 Mal höhere Infektionswahrscheinlichkeit ohne Vorsichtsmaßnahmen nachwiesen.“¹

Es enthält praktisch alles, was Sie brauchen, um einen druckstabilen PICC einzuführen und das Risiko für Ihre Patienten und sich selbst zu minimieren.

HALTEN SIE RISIKEN UNTER KONTROLLE

Das ARROW ErgoPack™ wurde mit demselben Blick auf Sicherheit entwickelt, der auch unsere ZVK-Kits branchenführend machte. Es enthält ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Komponenten zur Verhinderung von Infektionen und Nadelstichverletzungen.

Sie finden darin so gut wie alles, was Sie zum Einführen und Fixieren eines PICC brauchen.



INHALT DES KITS

- ① Nitinol-Führungsdraht
0,018" x 45 cm
atraumatisch und knicksicher
- ② GlideThru® abziehbare Schleuse
sanfter Übergang zwischen
Dilatator und Schleuse
- ③ Sterile Abdeckung +
Gel für Ultraschallkopf
- ④ Secondsite™ Katheterklemme
zur Befestigung des Katheters
an der Einführstelle überall
entlang des Katheterkörpers
- ⑤ Zubehör für die
maximale Barriere
Maske mit Augenschutz,
OP-Kittel, exklusives, einfach
zu verwendendes Ganzkörper-
Abdecktuch, Lochtuch
- ⑥ Guillotine-Katheter-Trimmer
- ⑦ Exklusiver HemoHopper®
Flüssigkeitsentsorger
isoliert entsorgte Flüssigkeiten
auf einfache Weise
- ⑧ SharpsAway II™
Entsorgungsbehälter
zum Schutz des Anwenders
vor Nadelstichverletzungen
- ⑨ Vollständige Dokumentation
- ⑩ Steriler Mull
- ⑪ Steri-strips®
- ⑫ Transparenter Verband
für transparenten Schutz
der Einführstelle
- ⑬ Filter-Nadel
- ⑭ Sicherheitskalpell: #11
- ⑮ Sicherheitsinjektionsnadeln
zum Schutz des Anwenders
vor Nadelstichverletzungen
- ⑯ Nahtfreies Fixierungsmaterial
zur atraumatischen und
sterilen Fixierung
- ⑰ Nadelfreie Anschlussstücke
zur Verringerung des Risikos
von Kontamination und
Blutrückfluss
- ⑱ Echogene Einführnadel
zur Verbesserung der
Sichtbarkeit beim Einführen
unter Ultraschallkontrolle
- ⑲ Druckstabiler PICC
- ⑳ 2 x 10 ml Luer-Lock-Spritzen
- ㉑ Stauschlauch & Maßband

BESTELLINFORMATIONEN

ART. NR.	ANZ. DER LUMEN	A. D.	LÄNGE	MAX. DURCHFLUSSRATE	STÜCK/VE
EU-24041-HPMSB	1	4 Fr.	40 cm	4 ml/s	5
EU-25041-HPMSB	1	4 Fr.	50 cm	4 ml/s	5
EU-25541-HPMSB	1	4 Fr.	55 cm	4 ml/s	5
EU-24052-HPMSB	2	5 Fr.	40 cm	4 ml/s	5
EU-25052-HPMSB	2	5 Fr.	50 cm	4 ml/s	5
EU-25552-HPMSB	2	5 Fr.	55 cm	4 ml/s	5
EU-24063-HPMSB	3	6 Fr.	40 cm	6 ml/s	5
EU-25063-HPMSB	3	6 Fr.	50 cm	6 ml/s	5
EU-25563-HPMSB	3	6 Fr.	55 cm	6 ml/s	5

HP = Hochdruckkatheter (300 psi)

MSB = Komponenten für die maximale sterile Barriere und zum Schutz vor Nadelstichverletzungen

Literatur:

¹ „Getting Started Kit: Prevent Central Line Infections.“ The Institute for Healthcare Improvement, 2005, S. 5.

Grip-Lok® ist eine eingetragene Marke von Zefon International, Inc.

SafetyEclipse™ ist eine eingetragene Marke von Becton, Dickinson and Company.

Tegaderm® ist eine eingetragene Marke von 3M.

Steri-strip® ist eine eingetragene Marke von 3M.

Der MicroCLAVE® Konnektor mit neutraler Verdrängung ist ein geschütztes Exklusivprodukt, das von ICU Medical hergestellt wird.

TELEFLEX ZENTRALE INTERNATIONAL, IRLAND

Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business and Technology Park · Dublin Road · Athlone · Co Westmeath

Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.int@teleflex.com

DEUTSCHLAND Tel. +49 (0)7151 406 0 · info.de@teleflex.com

ÖSTERREICH Tel. +43 (0)1 402 47 72 · rueschaustria@teleflex.com

SCHWEIZ Tel. +41 (0)31 818 40 90 · info.ch@teleflex.com

WWW.TELEFLEX.COM

94 11 28 - 00 00 00 · REV A · 02 15 PDF · Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten.

teleflex