



ACESSO TRANSRADIAL

Directo ao coração dos cuidados cardíacos

MÚLTIPLAS OPÇÕES PARA O MÉDICO, UMA ESCOLHA PARA O DOENTE.

Caso a cateterização da artéria radial seja uma norma nova ou já existente no seu laboratório, a anatomia do doente pode representar desafios em termos de acesso. Conjuntamente com médicos experientes, a Teleflex desenvolveu soluções para satisfazer as necessidades de doentes complexos através da sua linha de produtos TransRadial da marca ARROW.



OPÇÕES PARA O ACESSO ARTERIAL RADIAL

- o conector translúcido identifica o refluxo sanguíneo
- modelo de micropunção, de paredes finas
- siliconizado para acesso suave através da pele e da parede arterial
- opções de acesso directo ou cateter sobre agulha disponíveis



REDUZ POTENCIAIS ESPASMOS ARTERIAIS


- opções de estilos de fio-guia para as necessidades vasculares do doente consoante a preferência do operador
- fios-guia de mola em aço inoxidável e fios de mandril em Nitinol, alguns com ponta maleável para aplicação em vasos tortuosos
- comprimentos de 45 cm e 60 cm, dependendo do comprimento da bainha



ELIMINA A NECESSIDADE DE INCISÃO CUTÂNEA

- a pré-dilatação¹ reduz a necessidade de incisão cutânea com tamanhos French maiores
- transição suave e atraumática da bainha para o dilatador
- o revestimento hidrofílico melhora a inserção da bainha

¹ Patente pendente.



CONCEBIDO TENDO EM VISTA A SUA FUNÇÃO

- desenho novo e ergonómico
- fecho de pressão melhorado para montagem no corpo da válvula da bainha
- conector Luer mais comprido para pré-irrigação com seringa

INFORMAÇÕES PARA ENCOMENDA

OPÇÕES DA ARROW PARA A TÉCNICA DE ACESSO DIRECTO


REF.	TAMANHO DA BAINHA	COMPRIMENTO DA BAINHA	ESTILO DILATADOR ¹	AGULHA DE MICROPUNÇÃO	FIO-GUIA DE PONTA MACIA EM AÇO INOXIDÁVEL	QTD
AA-10407-1	4 Fr	7 cm	Recto	2,5 cm	45 cm	5
AA-10411-1	4 Fr	11 cm	Recto	2,5 cm	45 cm	5
AA-10507-1	5 Fr	7 cm	Especial	2,5 cm	45 cm	5
AA-10511-1	5 Fr	11 cm	Especial	2,5 cm	45 cm	5
AA-10524-1	5 Fr	24 cm	Especial	2,5 cm	60 cm	5
AA-10607-1	6 Fr	7 cm	Especial	2,5 cm	45 cm	5
AA-10611-1	6 Fr	11 cm	Especial	2,5 cm	45 cm	5
AA-10624-1	6 Fr	24 cm	Especial	2,5 cm	60 cm	5

REF.	TAMANHO DA BAINHA	COMPRIMENTO DA BAINHA	ESTILO DILATADOR ¹	AGULHA DE MICROPUNÇÃO	FIO-GUIA DE NITINOL COM PONTA SUPER-FLOPPY	QTD
AA-15511-3	5 Fr	11 cm	Especial	4,0 cm	45 cm	5
AA-15511-S	5 Fr	11 cm	Recto	4,0 cm	45 cm	5
AA-15611-3	6 Fr	11 cm	Especial	4,0 cm	45 cm	5
AA-15611-S	6 Fr	11 cm	Recto	4,0 cm	45 cm	5

OPÇÕES DA ARROW PARA A TÉCNICA DE CATETER SOBRE AGULHA

REF.	TAMANHO DA BAINHA	COMPRIMENTO DA BAINHA	ESTILO DILATADOR ¹	CATETER SOBRE AGULHA	FIO-GUIA DE PONTA MACIA EM AÇO INOXIDÁVEL	QTD
AA-20407-1	4 Fr	7 cm	Recto	20g / 3,2 cm	45 cm	5
AA-20411-1	4 Fr	11 cm	Recto	20g / 3,2 cm	45 cm	5
AA-20507-1	5 Fr	7 cm	Especial	20g / 3,2 cm	45 cm	5
AA-20511-1	5 Fr	11 cm	Especial	20g / 3,2 cm	45 cm	5
AA-20524-1	5 Fr	24 cm	Especial	20g / 3,2 cm	60 cm	5
AA-20607-1	6 Fr	7 cm	Especial	20g / 3,2 cm	45 cm	5
AA-20611-1	6 Fr	11 cm	Especial	20g / 3,2 cm	45 cm	5
AA-20624-1	6 Fr	24 cm	Especial	20g / 3,2 cm	60 cm	5

¹ Patente pendente.



Opções de Bainha



Opções de Fio-Guia



Opções de Acesso

DISTRIBUÍDO POR:

ESCRITÓRIOS CENTRAIS DA TELEFLEX, IRLANDA · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business Park · Dublin Road · Athlone Co Westmeath

Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com

PORTUGAL Tel. +351 22 541 90 85

WWW.TELEFLEX.COM

94 11 00 · 00 00 05 · REV B · 11 13 01 · Todos os dados são válidos na altura da impressão. Sujeito a alterações técnicas sem aviso prévio.

teleflex