



ARROW ULTRAQUIK

Aghi per blocco dei nervi periferici

IN SINTESI

- cinque incisioni ad anello all'estremità distale dell'ago per facilitare l'identificazione della punta nell'immagine ecografica
- corpo dell'ago non isolato per l'utilizzo in procedure con approccio ecoguidato
- punta dell'ago atraumatica B-bevel
- centimetratura di facile identificazione
- impugnatura dell'ago ergonomica
- maggiore lunghezza del tubo di infusione
- disponibili in quattro lunghezze:
 - 50 mm
 - 70 mm
 - 100 mm
 - 150 mm

DESIGN DELL'AGO ISPIRATO ALLE ESIGENZE DEGLI OPERATORI



Gli aghi per blocco dei nervi periferici ARROW UltraQuik sono progettati per aumentare il tasso di successo del blocco nelle procedure effettuate in ecoguida. Gli aghi UltraQuik, ispirati alle esigenze degli operatori, sono progettati per aumentare l'accuratezza del blocco grazie alla migliorata immagine ecografica, alla possibilità di controllo ed alla loro maneggevolezza.

Per semplificare l'identificazione e il movimento dell'ago in ecoguida, il corpo dell'ago non è isolato e l'estremità distale è dotata di cinque incisioni ad anello. È inoltre presente una centimetratura sul corpo dell'ago che consente di confermare visivamente la profondità di inserimento.

Gli aghi per blocco dei nervi periferici ARROW si contraddistinguono, inoltre, per la facilità d'uso, la punta dell'ago atraumatica B-bevel in grado di offrire un equilibrio ottimale tra sensazione tattile e penetrazione, l'impugnatura ergonomica. Infine, ma non meno importante, la lunghezza del tubo di infusione contribuisce a ridurre il rischio di contaminazione.



CARATTERISTICHE DELL'AGO PER BLOCCO SINGLE SHOT ARROW ULTRAQUIK



Ago per blocco dei nervi periferici UltraQuik in ecografia in modello porcino tramite dispositivo SonoSite® S-Nerve™



UltraQuik dispone di cinque incisioni ad anello che facilitano l'identificazione della punta dell'ago sotto controllo ecografico

AGO PER BLOCCO DEI NERVI PERIFERICI ULTRAQUIK			ARROW
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO		QTÀ
AB-22050-US	22 Ga.	50 mm	25
AB-22070-US	22 Ga.	70 mm	25
AB-21100-US	21 Ga.	100 mm	25
AB-21150-US	21 Ga.	150 mm	25

DISTRIBUITO DA:

TELEFLEX, IRLANDA (QUARTIER GENERALE) · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business Park · Dublin Road · Athlone · Co Westmeath
Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com

ITALIA Tel. +39 (0) 362 589 11 · info.it@teleflex.com

WWW.TELEFLEX.COM

94 11 18 - 00 00 04 · REV A · 10 13 02 · Dati aggiornati al momento della stampa. Soggetti a modifiche tecniche senza ulteriore preavviso.

SonoSite e S-Nerve sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Sonosite, Inc. Teleflex, Arrow e UltraQuik sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Teleflex Incorporated o sue consociate.

©2013 Teleflex Incorporated.
Tutti i diritti riservati.

teleflex