

RACCORDS ANNELES



UNE LARGE GAMME DE RACCORDS

pour la connexion entre le respirateur ou le filtre et le patient.

La gamme comprend trois types de flexibles de haute qualité, associés à

différents adaptateurs ou doubles rotules avec bouchons pour aspiration pour bronchoscope.



Smooth-Flo® avec double rotule

rotule avec bouchon 9 mm pour bronchoscope et 3,5 mm pour aspiration,

Connecteurs: côté patient 22 M / 15 F
côté machine 22 M



Smooth-Flo® Flex

livré avec bouchon de protection rouge,

Connecteurs: côté patient 15 F
côté machine 22 F

EN BREF

Smooth-Flo®

La tubulure lisse de ce raccord minimise le recueil d'eau et de ce fait la prolifération des micro-organismes.

Soft-Flex

Raccord souple flexible qui réduit le risque d'écrasement du tube dû à une torsion ou une traction.

Expandi-Flex

Tube extensible qui offre la possibilité de plusieurs tailles. Il peut être fixé dans plusieurs positions différentes grâce à sa mémoire de forme.

INFORMATION PRODUIT



Soft-Flex avec double rotule
rotule avec bouchon 9 mm pour broncho-
scope et 3,5 mm pour aspiration,
Connecteurs: côté patient 22 M / 15 F
côté machine 22 F



Expandi-Flex avec double rotule
rotule avec bouchon 9 mm pour broncho-
scope et 3,5 mm pour aspiration,
Connecteurs: côté patient 22 M / 15 F
côté machine 22 F



Soft-Flex avec connecteur coudé
Connecteurs: côté patient 22 M / 15 F
côté machine 22 F



Expandi-Flex avec connecteur coudé
Connecteurs: côté patient 22 M / 15 F
côté machine 22 F



Soft-Flex
livré avec bouchon de protection rouge,
Connecteurs: côté patient 15 F
côté machine 22 F



Expandi-Flex
livré avec bouchon de protection rouge,
Connecteurs: côté patient 15 F
côté machine 22 F

POUR COMMANDER

Réf.	Désignation	Poids	Longueur	Espace mort	Qté.
22511	Smooth-Flo® avec double rotule, stérile	26,1 g	205 mm	34 ml	25
22512	Smooth-Flo® avec double rotule, propre	26,1 g	205 mm	34 ml	35
22521	Soft-Flex avec double rotule, stérile	20,5 g	210 mm	40 ml	25
22522	Soft-Flex avec double rotule, propre	20,5 g	210 mm	40 ml	35
22531	Expandi-Flex avec double rotule, stérile	20,1 g	140/200 mm	23/39 ml	30
22532	Expandi-Flex avec double rotule, propre	20,1 g	140/200 mm	23/39 ml	40
22542	Expandi-Flex avec raccord coudé, propre	16,8 g	125/180 mm	27/43 ml	40
22552	Smooth-Flo® Flex, propre	16,4 g	187 mm	38,5 ml	35
22562	Expandi-Flex, propre	14,3 g	122/179 mm	22/38 ml	25
22572	Soft-Flex avec raccord coudé, propre	17,3 g	195 mm	42,5 ml	35
22582	Soft-Flex, propre	14,7 g	195 mm	36 ml	35
23411	Raccord double rotule, stérile	9,7 g	45 mm	6,5 ml	20
23412	Raccord double rotule, propre	9,7 g	45 mm	6,5 ml	20

EN BREF

- haute qualité
- matériau transparent
- connecteur machine 22 F qui s'adapte à un raccord en Y 22 M
- peut être associé à un filtre ECH et à un filtre antibactérien / viral Gibeck
- protection de l'environnement après incinération
- sans latex

ACCESSOIRES



Raccord double rotule

rotule avec bouchon 9 mm pour broncho-
scope et 3,5 mm pour aspiration,

Connecteurs:
côté patient 22M / 15F
côté machine 22M