



ARROW® EZ-IO®
INTRAOSSEOUS VASCULAR ACCESS



EZ-IO® NEEDLE + STABILIZER KIT

AUF EINEN BLICK

Das benutzerfreundliche Kit enthält:

- steriles EZ-IO-Nadelset, 15 G (45 mm, 25 mm und 15 mm)
- EZ-Stabilizer-Pflaster
- EZ-Connect®-Anschlussleitung
- NeedleWISE® 1-Port
- Patientenarmband
- gleiche Verpackungsgröße wie das aktuelle EZ-Stabilizer-Pflaster



RATIONALISIERUNG UND VEREINFACHUNG DES APPLIKATIONSPROZESSES BEI EZ-IO-GEFÄSSZUGÄNGEN

Das ARROW EZ-IO Needle + Stabilizer Kit von Teleflex ist ein benutzerfreundliches Kit, das den Prozess der Applikation über einen EZ-IO-Gefäßzugang rationalisiert und vereinfacht und die manuelle Sicherung der EZ-IO-Nadel überflüssig macht.




Das Kit besteht aus einem EZ-IO-Nadelset und einem EZ-Stabilizer®-Pflaster. Das EZ-Stabilizer-Pflaster ermöglicht die sichere Platzierung der EZ-IO-Nadel für den intraossären Gefäßzugang und verhindert ein Verrutschen durch versehentliches Anstoßen der Nadel oder durch andere externe Einflüsse. Es kann an jedem Punktionsort platziert werden und eignet sich für alle Platzierungen der Nadel zur intraossären Punktion mit dem EZ-IO-System.

ENTSCHEIDENDE VORTEILE

- sichere Platzierung der EZ-IO-Nadel
- keine manuelle Sicherung der IO-Nadel erforderlich
- weniger Produkte für IO-Verfahren erforderlich
- rationalisiert den Applikationsprozess über einen EZ-IO-Gefäßzugang
- spart dem Arzt Zeit und sorgt für Konsistenz in der Anwendung

EZ-IO NEEDLE + STABILIZER KIT

ARROW

	ART. NR.	BESCHREIBUNG	STÜCK
	9079P-EU-005	45-mm-Nadel + Stabilizer	5
	9001P-EU-005	25-mm-Nadel + Stabilizer	5
	9018P-EU-005	15-mm-Nadel + Stabilizer	5

M-872 Rev A

Weitere Informationen unter: www.arrowezio.com. Teleflex und EZ-IO sind Marken oder eingetragene Marken der Teleflex Incorporated oder der mit ihm verbundenen Unternehmen. © 2014 Teleflex Incorporated.

VERTRIEB DURCH:

TELEFLEX ZENTRALE INTERNATIONAL, IRLAND

Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business and Technology Park · Dublin Road · Athlone · Co Westmeath
Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com

DEUTSCHLAND Tel. +49 (0)7151 406 0 · info.de@teleflex.com

ÖSTERREICH Tel. +43 (0)1 402 47 72 · rueschaustria@teleflex.com

SCHWEIZ Tel. +41 (0)31 818 40 90 · info.ch@teleflex.com

WWW.TELEFLEX.COM

94 07 75 - 00 00 00 · REV A · 10 16 02

Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten.

Teleflex