



**ARROW® EZ-IO®**  
INTRAOSSEOUS VASCULAR ACCESS



## KIT AIGUILLE + DISPOSITIF DE FIXATION EZ-IO®

### APERÇU

Kit facile à utiliser comprenant :

- 3 longueurs d'aiguilles stériles 15G EZ-IO disponibles (45 mm, 25 mm et 15 mm)
- dispositif de fixation EZ-Stabilizer
- prolongateur EZ-Connect®
- dispositif NeedleVISE® 1 port
- bracelet d'identification
- même taille de conditionnement que le dispositif de fixation EZ-Stabilizer actuel

Ce document est à destination des professionnels de santé. Veuillez vous référer très attentivement à la notice d'utilisation pour les recommandations. Vérifier l'intégrité de l'emballage du dispositif médical avant usage. Classe du Dispositif Médical : IIa. Organisme notifié : BSI - CE 0086. Fabricant du D.M. : VIDACARE CORPORATION USA



### FACILITE ET SIMPLIFIE LE PROCESSUS D'APPLICATION VASCULAIRE EZ-IO

Le kit aiguille + dispositif de fixation ARROW EZ-IO de Teleflex, est un kit pratique à utiliser qui facilite et simplifie le processus d'accès vasculaire EZ-IO tout en évitant de procéder à la fixation manuelle de l'aiguille EZ-IO.




Chaque kit comporte un jeu d'aiguilles EZ-IO et un dispositif de fixation EZ-Stabilizer®. Le dispositif de fixation EZ-Stabilizer permet de positionner l'aiguille d'accès vasculaire intra-osseux EZ-IO en toute sécurité, et d'éviter un éventuel délogement dû à un impact accidentel sur l'aiguille ou à d'autres facteurs externes. Il peut être utilisé sur toutes les zones du corps et son utilisation est recommandée avec toutes les aiguilles d'accès vasculaire intra-osseux EZ-IO.

### ATOUTS CLÉS

- permet de positionner l'aiguille EZ-IO en toute sécurité
- évite d'avoir recours à la fixation manuelle de l'aiguille IO
- réduit le nombre de produits à gérer par les médecins pour les procédures IO
- simplifie le processus d'application du système d'accès vasculaire EZ-IO
- offre au médecin un gain de temps et assure la continuité de l'application

### KIT AIGUILLE + DISPOSITIF DE FIXATION EZ-IO

ARROW

	RÉF.	DESCRIPTION	QTÉ
	9079P-EU-005	Aiguille de 45 mm + dispositif de fixation	5
	9001P-EU-005	Aiguille de 25 mm + dispositif de fixation	5
	9018P-EU-005	Aiguille de 15 mm + dispositif de fixation	5

M-872 Rév. A

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : [www.arrowezio.com](http://www.arrowezio.com). Teleflex et EZ-IO sont des marques commerciales ou des marques déposées de Teleflex Incorporated ou de ses filiales. © 2014 Teleflex Incorporated.

#### Distribué par :

**Siège social international de Teleflex, Irlande** · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business & Technology Park  
Dublin Road · Athlone · Co Westmeath · Tél. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · [orders.intl@teleflex.com](mailto:orders.intl@teleflex.com)

**France** Tél. +33 (0)5 62 18 79 40 · [info.fr@teleflex.com](mailto:info.fr@teleflex.com)

**Belgique** Tél. +32 (0)2 333 24 60 · [info.be@teleflex.com](mailto:info.be@teleflex.com)

**Suisse** Tél. +41 (0)31 818 40 90 · [info.ch@teleflex.com](mailto:info.ch@teleflex.com)  
[teleflex.com](http://teleflex.com)

Toutes les informations communiquées dans ce document sont exactes au moment de l'impression. Elles peuvent faire l'objet de modification technique sans préavis. 94 07 75 - 00 00 02 - REV A - 04 17 01

**Teleflex**