



ARROW FLÜSSIGKEITSGEFÜLLTE INTRA-AORTALE BALLONKATHETER

erfüllen Ihre Ansprüche





VERTRAUEN SIE UNSEREN KATHETERN

Verlässliche Marken machen Teleflex zu Ihrem starken und vertrauenswürdigen Partner. Mit einer soliden Tradition kontinuierlicher Innovation ist Teleflex ein weltweit führender Anbieter hochwertiger Medizinprodukte, die eigens entwickelt wurden um Sie darin zu unterstützen, Risiken zu minimieren und Behandlungsergebnisse für Ihre Patienten zu maximieren. Und da wir wissen, wie wichtig eine umfassende Palette einander ergänzender Produkte für unsere Kunden ist, haben wir ein einzigartiges Produktportfolio für Sie entwickelt.

Unser Ziel ist es Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die all Ihre Anforderungen an die Gegenpulsation erfüllen. Dies zeigt sich nirgendwo so sehr wie in unserem vielseitigen Angebot an IAB-Kathetern der Marke ARROW.

Ob Sie den ersten auf dem Markt erhältlichen Faseroptik-Katheter, den kleinsten oder einzigen verfügbaren drahtverstärkten Katheter oder aber eine große Auswahl an konventionellen flüssigkeitsgefüllten Kathetern suchen, Sie können sicher sein, dass Sie Produkte von bester Qualität und höchster Zuverlässigkeit erhalten werden um so optimale IAB-Ergebnisse erzielen zu können.

Weitere Details und technische Spezifikationen zu unseren Produkten finden Sie in dieser Broschüre.


**TELEFLEX – QUALITATIV HOCHWERTIGE MEDIZINISCHE PRODUKTE –
ALLES AUS EINER HAND.**

INTEGRIERTE LEISTUNG ZEICHNET ALLE ARROW IAB-KATHETER AUS



WAHLWEISE MIT ZWEI SCHLEUSEN

- verschiedene Einführkits enthalten eine Standardschleuse sowie eine Schleuse mit einem Sideport
- Schleusendilatator mit Doppelkonusdesign für einfacheres Einführen



AUF WUNSCH MIT HÄMOSTASE-SYSTEM

- zur Einführung ohne Schleuse; hilft Blutungen unter Kontrolle zu halten, ohne dass der Katheter entfernt werden muss



ZWEI 175 CM LANGE, EXTRA- STEIFE, PTFE-BESCHICHTETE FÜHRUNGSDRÄHTE

- Ersatz-Spezialführungsdraht auf Wunsch erhältlich
- keine unnötige Suche nach einem Spezialdraht

VERBINDUNGSSCHLAUCH ZU WEITEREN PUMP- KONSOLEN-MODELLEN

- zusätzlicher, separat verpackter steriler Gasverbindungsschlauch für den Anschluss an weitere Pumpenkonsolen-Modelle



GROSSES ZENTRALES LUMEN

- klare und deutliche AP-Kurve
- minimiert das Gerinnungsrisiko im zentralen Lumen

KATHETER MIT HYDROPHILER BESCHICHTUNG¹

- im Rahmen einer klinischen Studie wurde eine Reduzierung der vaskulären Ischämieereignisse um 72 % nachgewiesen
- reduziert den Reibungskoeffizienten und erleichtert das Einführen



LANGLEBIGE CARDIOTHANE™ II BALLONMEMBRAN

- spezielles abrasionsbeständiges Material mit hydrophiler Beschichtung



PACKUNGSMITTELSINFORMATIONEN

- patientenspezifische Größenauswahl auf der äußeren Verpackung
- Beschriftung in mehreren Sprachen



UNIVERSELLES EINFÜHRKIT

- jeder Katheter kann entweder durch eine Schleuse oder ohne Schleuse eingeführt werden

Verweis:

- ¹ Winters, K. et al. Reduction in ischemic vascular complications with a hydrophilic-coated intra-aortic balloon catheter. *Catheterization and Cardiovascular Interventions*. 46:3, March 1999.

ULTRA-SERIE

ULTRAFLEX™ 7,5 & ULTRA 8®: BESONDERS LEISTUNGSSTARK

- IAB-Katheter, die durch eine 8-French-Schleuse passen
- verbesserte Knickfestigkeit durch drahtverstärkten Katheterschaft beim UltraFlex-Modell
- 0,025"-Führungsdraht zur Katheterführung




ULTRAFLEX 7,5

- knickfester, drahtverstärkter Katheterschaft
 - starker, flexibler Katheterschaft ist knickfest für optimalen Gasaustausch
 - erhält die runde Form des Gaslumens und unterstützt so eine gleichmäßige Patientenversorgung
- der kleinste drahtverstärkte 30 cc und 40 cc IAB-Katheter
 - maximiert den arteriellen Blutfluss und trägt aufgrund der geringen Kathetergröße von 7,5 Fr. zur Reduzierung von Ischämien der unteren Extremitäten bei
- klare und deutliche AP-Kurve
 - starke Leistung auch ohne häufiges Durchspülen

EBENFALLS ERHÄLTlich: ULTRA 8

- passt durch 8,0 Fr.-Schleuse
 - 8,0 Fr. 40 cc Katheter bietet die Leistung eines 9,0 Fr. Katheters
- großes zentrales Lumen (0,027")
 - minimiert das Gerinnungsrisiko im zentralen Lumen
- weiche, atraumatische, stoßdämpfende blaue Spitze



NARROWFLEX®-SERIE

NARROWFLEX 8: FLEXIBILITÄT TRIFFT AUF STABILITÄT

- 0,030"-Führungsdraht – größter erhältlicher Draht zur Katheterführung
- Zentrallumen mit großem 0,032"-Durchmesser für hervorragende AP-Signalübertragung
- knickfester, drahtverstärkter Katheterschaft für rasche Inflation/Deflation des Ballons

- knickfeste Drahtverstärkung
 - starker, flexibler Katheterschaft ist knickfest für eine optimale AP-Kurve
 - erhält die runde Form des Gaslumens und unterstützt so eine gleichmäßige Patientenversorgung
- klare und deutliche AP-Kurve
 - starke Leistung auch ohne häufiges Durchspülen
- großes zentrales Lumen (0,032")
 - Nitinol-Material für mehr Stabilität und einfacheres Einführen des Katheters
 - verringert das Ausschlagen des Katheters und ermöglicht eine klare AP-Kurve
 - äußerst strahlenundurchlässige Spitze für gute Sichtbarkeit
 - mit 0,030"-Führungsdraht kompatibel

REDIGUARD®

GROSSE AUSWAHL AN FLEXIBLEN KATHETERN



- flexible, weiche Katheterausführung
- kleinster verfügbarer IAB-Katheter – 7,0 Fr. 30 cc
- drahtverstärktes zentrales Lumen (0,027")

- flexibles, weiches zentrales Lumen
 - biegsames, drahtverstärktes zentrales Lumen für 0,025"-Führungsdraht geeignet
- 7,0 Fr. 30cc IAB-Katheter
 - kleinster erhältlicher Katheter für Patienten unter 162 cm Körpergröße
- große Auswahl an flexiblen IAB-Kathetern
 - 7,0 Fr. 30 cc
 - 8,0 Fr. 40 cc
 - 9,0 Fr. 50 cc
- Zentimetermarkierung auf Katheterschaft zur Positionierung

ANGEBOT AN SCHLEUSEN

Ganz gleich, ob Sie eine Standardschleuse oder eine Schleuse mit Sideport für eine optionale arterielle Blutprobe benötigen - beide Varianten sind standardmäßig in unseren IAB-Kits enthalten.

BESTELLINFORMATIONEN

ARROW

ART.NR.	KATHETER-GRÖSSE	BALLON-VOLUMEN	EINFÜHR-LÄNGE*	SCHLEUSEN-LÄNGE	I.D. ZENTRALES LUMEN	MAX. FÜHRUNGS-DRAHT	KATHETER-MATERIAL	LÄNGE BALLON-MEMBRAN	ØGEFÜLLT
ULTRAFLEX									
IAB-06840-U	7,5 Fr.	40 cc	27,3"/69,3 cm	6"/15 cm	0,027"	0,025"	Polyurethan/Edelstahl**	10,2"/260 mm	15 mm
IAB-06830-U	7,5 Fr.	30 cc	25,3"/64,3 cm	6"/15 cm	0,027"	0,025"	Polyurethan/Edelstahl**	9,1"/230 mm	14 mm
ULTRA 8									
IAB-05840-U	8,0 Fr.	40 cc	27,3"/69,3 cm	6"/15 cm	0,027"	0,025"	Polyurethan	10,2"/260 mm	15 mm
IAB-05830-U	8,0 Fr.	30 cc	25,3"/64,3 cm	6"/15 cm	0,027"	0,025"	Polyurethan	9,1"/230 mm	14 mm
NARROWFLEX									
IAB-04840-U	8,0 Fr.	40 cc	27,3"/69,3 cm	6"/15 cm	0,032"	0,030"	Polyurethan/Edelstahl**	10,2"/260 mm	15 mm
IAB-04830-U	8,0 Fr.	30 cc	25,3"/64,3 cm	6"/15 cm	0,032"	0,030"	Polyurethan/Edelstahl**	9,1"/230 mm	14 mm
REDIGUARD									
IAB-S730C	7,0 Fr.	30 cc	27,3"/69,3 cm	6"/15 cm	0,027"	0,025"	Polyurethan	9,1"/230 mm	14 mm
IAB-S840C	8,0 Fr.	40 cc	27,3"/69,3 cm	6"/15 cm	0,027"	0,025"	Polyurethan	10,2"/260 mm	15 mm
IAB-R950-U	9,0 Fr.	50 cc	27,3"/69,3 cm	6"/15 cm	0,027"	0,025"	Polyurethan	10,2"/260 mm	16 mm

*Schleusenlose Einführung ohne Hämostase-System **Drahtverstärkter Katheterschaft
 Alle ARROW IAB-Katheter sind latexfrei.

Teleflex ist ein weltweit führender Anbieter medizinischer Spezialinstrumente für diagnostische und therapeutische Verfahren in der Intensivmedizin, Urologie und Chirurgie. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht Lösungen anzubieten, mit deren Hilfe Gesundheitsdienstleister bessere Ergebnisse erzielen und die Sicherheit von Patient und Klinikpersonal verbessern können.

Wir sind auf Instrumente für die Bereiche Anästhesie und Regionalanästhesie, Kardiologie, Atemwege, Urologie, Gefäßzugang und Chirurgie spezialisiert und beliefern Gesundheitseinrichtungen in über 130 Ländern. Teleflex ist außerdem im OEM-Bereich tätig.

Zu unseren bekannten Marken gehören ARROW[®], BEERE MEDICAL[®], DEKNATEL[®], GIBECK[®], HUDSON RCI[®], KMEDIC[®], PILLING[®], PLEUR-EVAC[®], RÜSCH[®], SHERIDAN[®], SMD[®], TAUT[®], TFX OEM[®], VASONOVA[™] und WECK[®]. Dabei handelt es sich ausnahmslos um Marken oder eingetragenen Marken von Teleflex Incorporated.

Internationale Niederlassungen Teleflex: Belgien, China, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Indien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweiz, Singapur, Slowakische Republik, Spanien, Südafrika, Tschechische Republik, Uruguay und USA.

IHRE ANSPRECHPARTNER FÜR EUROPA, NAHER OSTEN UND AFRIKA (EMEA):

TELEFLEX MEDICAL ZENTRALE EMEA, IRLAND

Teleflex Medical Europe Ltd., IDA Business Park, Athlone, Co Westmeath
Tel.: +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax: +353 (0)14 37 07 73
orders.intl@teleflex.com

BELGIEN +32 (0)2 333 24 60

DEUTSCHLAND +49 (0)7151 406 0

FRANKREICH +33 (0)5 62 18 79 40

GRIECHENLAND +30 210 67 77 717

GROSSBRITANNIEN +44 (0)1494 53 27 61

ITALIEN +39 0362 58 911

NIEDERLANDE +31 (0)88 00 215 00

ÖSTERREICH +43 (0)1 402 47 72

PORTUGAL +351 22 541 90 85

SCHWEIZ +41 (0)31 818 40 90

SLOWAKISCHE REPUBLIK +421 (0)3377 254 28

SPANIEN +34 918 300 451

SÜDAFRIKA +27 (0)11 807 4887

TSCHECHISCHE REPUBLIK +420 (0)495 759 111

Weitere Informationen finden Sie unter www.teleflex.com

Die in diesem Katalog aufgeführten Produkte sind nur in der Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Teleflex Repräsentanten. Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Drucklegung (09/2011). Technische Änderungen vorbehalten.

94 10 54 - 00 00 00 · REV A · MC / WM · 09 11 02